

DJO Surgical Knee Systems  
 DJO Surgical Knie-Système  
 Systèmes de genou DJO Surgical  
 Sistemas de rodilla DJO Surgical  
 Sistemi protesici per ginocchio DJO Surgical  
 Συστήματα γονάτου DJO Surgical  
 DJO Surgical Diz Sistemleri



Encore Medical, L.P.  
 9800 Metric Blvd.  
 Austin, TX 78758



MDSS GmbH  
 Schiffgraben 41  
 30175 Hanover, Germany



0400-0034 Rev. S 2014-08

EN

#### 1. Product Handling

Implants are provided sterile and should always be stored unopened in their respective protective containers. Prior to use, inspect package for damage that may compromise sterility. If packaging has been opened or damaged upon receipt, contact the manufacturer's representative. Also inspect the labeling to verify that the expiration date has not passed. If the product is expired, contact Customer Service and do not use the implant. When unpacking the implant, verify the labeling for correct Reference No. and size. When removing the implant from its packaging, the relevant aseptic instructions must be observed. Protect prosthesis from contact with objects that may damage the surface finish. Inspect each implant prior to use for visual damage. This implant is part of a system and should be used only in combination with other original DJO Surgical product belonging to the same knee system, unless otherwise specified.

#### 2. Product Description and Implant Materials

Component	Fixation Method	Material	Applicable ASTM Standard	Applicable ISO Standard
FOUNDATION® Femur -Primary, Posterior Stabilized, Revision	Cemented	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
FOUNDATION Femur -Primary, Posterior Stabilized	Cemented	CoCrMo TiNbN	ASTM F75	ISO 5832-4
FOUNDATION® Tibia -Stemmed, Modular Revision, Resurfacing	Cemented	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
		Ti6Al4V alloy	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
FOUNDATION® Porous Coated Tibia	Cemented	Ti6Al4V alloy	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CP Ti Porous Coating	ASTM F67	ISO 5832-2
FOUNDATION® All Poly Tibia	Cemented	Medical grade UltraHigh Molecular Weight Polyethylene	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
FOUNDATION® Tibial Inserts -Primary, Ultra-congruent, Posterior Stabilized, Lateral Pivot, Constrained	Cemented	Medical grade UltraHigh Molecular Weight Polyethylene	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
FOUNDATION® Stem Extensions	Cemented	Ti6Al4V alloy	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
FK3DKNEE™ Downsize Tibia	Cemented	Ti6Al4V alloy	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
3DKNEE™ Femur	Cemented	CoCrMo TiNbN	ASTM F75	ISO 5832-4
3DKNEE™ Porous Coated Femur	Cemented	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
		CP Ti Porous Coating	ASTM F67	ISO 5832-2
3DKNEE™ Tibia	Cemented	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
3DKNEE™ Porous Coated Tibia	Cementless	Ti6Al4V alloy	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CP Ti Porous Coating	ASTM F67	ISO 5832-2
3DKNEE™ Standard Insert	Cemented	Medical grade UltraHigh Molecular Weight Polyethylene	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2

Component	Fixation Method	Material	Applicable ASTM Standard	Applicable ISO Standard
3DKNEE™ Insert - e+ EPIK® Uni-System Inlay - e+ EPIK® Uni-System Onlay - e+	Cemented	Highly Cross-Linked Vitamin E UHMWPE	ASTM F2695 ASTM F2565	
Exprt™ Revision Knee Femur	Cemented	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Exprt™ Revision Knee Tibia	Cemented	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Exprt™ Revision Knee Insert Standard	Cemented	Medical grade UltraHigh Molecular Weight Polyethylene	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Exprt™ Revision Knee Insert e+	Cemented	Highly Cross-Linked Vitamin E UHMWPE	ASTM F2695 ASTM F2565	
Exprt™ Revision Knee Stem Extension	Cemented	CoCrMo	ASTM 1537	
Exprt™ Revision Tibial Augment	Cemented	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
EPIK® Uni Femur	Cemented	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
EPIK® Uni Tibia	Cemented	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
EPIK® Uni Tibial Insert	Cemented	Medical grade UltraHigh Molecular Weight Polyethylene	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
MJS™ Femur	Cemented	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
MJS™ Tibia	Cemented	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
MJS™ Tibial Locking Screw	Cemented	CoCrMo	ASTM F799	ISO 5832-4
MJS™ Tibial Insert	Cemented	Medical grade UltraHigh Molecular Weight Polyethylene	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
RAM® Mobile Bearing Knee* Femur	Cemented	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
RAM® Mobile Bearing Knee* Tibia	Cemented	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
RAM® Mobile Bearing Knee* Insert	Cemented	Medical grade UltraHigh Molecular Weight Polyethylene	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Patella – All Poly Domed & Sombrero	Cemented	Medical grade UltraHigh Molecular Weight Polyethylene	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Patella – All Poly e+ Domed & Sombrero	Cemented	Highly Cross-Linked Vitamin E UHMWPE	ASTM F2695 ASTM F2565	
Patella – Metal Backed	Cemented	Medical grade UltraHigh Molecular Weight Polyethylene	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
		Ti6Al4V alloy	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CP Ti Porous Coating	ASTM F67	ISO 5832-2
Modular Spacer Blocks	Cemented	Ti6Al4V alloy	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Attachment Screws	Cementless	Ti6Al4V alloy	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Baseplate Plugs	Cementless	Medical grade UltraHigh Molecular Weight Polyethylene	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2

\*Not Available in the United States

Depending on the DJO Surgical Knee System, femoral prostheses may be available in left and right configurations. Femoral augmentation blocks are available in corresponding distal and posterior sizes and femoral extension stems and tibial extension stems are available in various lengths and diameters. Depending on the DJO Surgical Knee System, the stemmed baseplate is available in left and right configurations. Tibial augmentation blocks are available in corresponding medial and lateral sizes of tibial baseplates.

**Note:** Size interchangeability between the Posterior-Stabilized or Revision femur and Posterior-Stabilized or Constrained Tibial insert is limited to one size larger and one size smaller.

**Note:** Size interchangeability between the FOUNDATION® Primary femur and Lateral pivot tibial inserts is limited to one size larger and one size smaller.

**Note:** Size interchangeability between the FOUNDATION® femoral components and Ultra-congruent tibial inserts is limited to one size larger and one size smaller.

**Note:** 3DKNEE™ femurs are to be used with 3DKNEE™ tibial inserts and FK/3DKNEE™, FOUNDATION® or 3DKNEE™ tibial baseplates and patellae. If using FK/3DKNEE™ or FOUNDATION® tibial baseplates with 3DKNEE™ femurs, use baseplates that are one size smaller.

**Note:** Size 3, 5, and 7 3DKNEE™ femurs and inserts are to be used with 3DKNEE™ Tibial Components that are one size larger or FOUNDATION® or FK/3DKNEE™ downsize components that are one size smaller.

**Note:** The 3DKNEE™ femur and the 3DKNEE™ insert size must match. The insert will mate with the same size 3DKNEE™ baseplate or one size smaller FOUNDATION® or FK/3DKNEE™ baseplate.

**Note:** The 3DKNEE™ tibial insert - e+ is compatible with the same sized 3DKNEE™ femur.

### 3. Indications

Joint replacement is indicated for patients suffering from disability due to:

- degenerative, post-traumatic or rheumatoid arthritis;
- avascular necrosis of the femoral condyle;
- post-traumatic loss of joint configuration, particularly when there is patellofemoral erosion, dysfunction or prior patellectomy;
- moderate valgus, varus or flexion deformities;
- treatment of fractures that are unmanageable using other techniques.

This device may also be indicated in the salvage of previously failed surgical attempts. All devices are intended for cemented applications except for the 3DKNEE™ Porous Coated Femur which is intended for cementless applications.

While knee replacements are not intended to withstand activity levels and loads of normal healthy bone, they are a means of restoring mobility and reducing pain for many patients.

### Indications for EPIK® Uni Knee:

Intended for partial replacement of the articulating surfaces of the knee when only one side of the joint is affected due to compartmental primary degenerative or post-traumatic degenerative disease, previous tibial condyle or plateau fractures, deformity or revision of previous arthroplasty. The device is a single use implant intended for implantation with bone cement.

### 4. Intended Use

DJO Surgical knee devices are intended for treatment of patients who are candidates for knee arthroplasty per the Indication for use. While total knee replacements are not intended to withstand activity levels and loads of normal healthy bone, they are a means of restoring mobility and reducing pain for many patients.

### 5. Contraindications

Joint replacement is contraindicated where there is:

- infection (or a history of infection), acute or chronic, local or systemic;
- insufficient bone quality which may affect the stability of the implant;
- muscular, neurological or vascular deficiencies, which compromise the affected extremity;
- obesity;
- alcoholism or other addictions;
- materials sensitivity;
- loss of ligamentous structures;
- high levels of physical activity (e.g. competitive sports, heavy physical labor).

### 6. Precautions and Warnings

An implant should never be reused. Although the implant may appear undamaged, previous stresses could create imperfections that may lead to mechanical failure. It is advised to utilize new prostheses of current design.

Familiarity with, and attention to the surgical technique recommended for this device is imperative for best results. The correct selection as well as the correct seating/placement of the prosthetic implant is extremely important. Only DJO Surgical Knee System instruments and trial prostheses should be used.

Care must be taken to protect mating surfaces (i.e. tapers) and polished bearing surfaces from nicks and scratches which could become the focal point for failure. Contouring or bending of the implant may reduce its service life and may cause immediate or eventual failure under load. An implant must not be tampered with, as tampering will adversely affect the performance of the implant.

DJO Surgical (Hip, Knee, and Shoulder) systems have not been evaluated for safety and compatibility in the Magnetic resonance environment. The (Hip, Knee, Shoulder) systems have not been tested for heating or migration in the Magnetic resonance environment.

CAUTION: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

### 7. Preoperative Planning and Postoperative Care

Preoperative planning provides essential information regarding the appropriate prosthesis and likely combinations of components. Use instrument trial components for fit verification (where applicable) and extra implant components for backup. X-ray templates for all sizes of the DJO Surgical Knee systems are available upon request.

Accepted surgical practices should be followed for postoperative care. The patient should be made aware of the limitation of total joint reconstruction. Excessive physical activity and trauma affecting the replaced joint have been implicated in premature failure by loosening, fracture, and/or wear of the prosthetic implants. The patient should be cautioned to govern his activities accordingly as the risk of implant failure increases with weight and activity levels of the patient.

### 8. Adverse Effects

Some of the adverse effects that could occur related to total knee arthroplasty are:

- fracture of the tibia or femur;
- transient peroneal palsy secondary to surgical manipulation;
- patellar subluxation or dislocation;
- patellofemoral impingement;
- instability, changes in position, or loosening of components;
- ligamentous laxity;
- dissociation of components;
- infection;
- poor range of motion;
- shortening of limbs;
- metal sensitivity reactions.

### 9. Sterilization

Unless opened or damaged, DJO Surgical implants are supplied sterile in multiple pouches or barrier blister trays. Upon receipt, check all packaging for punctures or other damage. If packaging is opened or damaged, contact the manufacturer or manufacturer's representative for instructions.

Sterilization of implants other than the 3DKNEE™ Tibial Inserts - e+, Exprt™ Revision Knee e+ Tibial Inserts, EPIK® Onlay - e+, EPIK® Inlay - e+, and e+ Patellas are performed by gamma radiation at the minimum dose of 25 kGy to achieve a Sterility Assurance Level (SAL) of 10<sup>-6</sup>. Implants are single-use devices. Trials and other instruments are used to determine sizing before the sterile package needs to be opened. Should the original sterile package be inadvertently opened or compromised before implantation, the device cannot be implanted. Contact manufacturer or manufacturer's representative for instructions. Do not resterilize an implant or component that has been in contact with or contaminated by blood or other substances. Do not try to clean an implant since standard procedures cannot be relied upon to remove contamination from porous coating and storage of any opened implant or component should be avoided.

Sterilization of the 3DKNEE™ Tibial Inserts - e+, Exprt™ Revision Knee e+ Tibial Inserts, EPIK® Onlay - e+, EPIK® Inlay - e+, and e+ Patellas are performed by hydrogen peroxide gas plasma to achieve a Sterility Assurance Level (SAL) of 10<sup>-6</sup>. These liners are single-use devices and CANNOT be resterilized by a healthcare facility. Trials and other instruments are used to determine sizing before the sterile package needs to be opened. Should the original sterile package be inadvertently opened or compromised before implantation, the device cannot be implanted. Contact manufacturer or manufacturer's representative for instructions. Do not resterilize an implant or component that has been in contact with or contaminated by blood or other substances.

Instruments are provided nonsterile and should be stored in their original packaging until cleaned and sterilized according to the recommended guidelines found in the DJO Surgical Instrumentation Instructions for Use.

**WARNING: DO NOT resterilize any knee prosthesis distributed by DJO Surgical (Encore Medical, L.P.) if sterile packaging is opened or damaged upon receipt. Return the implant with respective packaging to DJO Surgical for inspection and disposition.**

**WARNING: Protect all porous coated and polished surfaces. Standard cleaning procedures cannot be relied upon to remove contamination from porous coating.**

**WARNING: DO NOT resterilize UHMWPE (ultra-high molecular weight polyethylene).**

DJO Surgical has validated sterilization cycle data on file.

**NOTE:** DJO Surgical does not recommend Flash or Chemical Sterilization.

For further information regarding the use of the DJO Surgical Knee Systems, contact your DJO Surgical representative or distributor.

DJO Surgical Knee Systems are manufactured by ENCORE MEDICAL, L.P.

9800 Metric Blvd., Austin, TX 78758 USA (Made in the USA)

### 10. Trademarks and patents

FOUNDATION®, 3DKNEE™, MJS™, EPIK®, RAM® is a trademark of DJO Surgical.

U.S. patents: 5,413,604

## 1. Umgang mit den Produkten

Die Implantate werden steril geliefert und sind stets ungeöffnet im jeweiligen Schutzhülle aufzubewahren. Die Verpackung vor der Verwendung auf Schäden untersuchen, die die Sterilität beeinträchtigen können. Falls die Verpackung bei Erhalt geöffnet oder beschädigt ist, einen Vertreter des Herstellers kontaktieren. Außerdem die Angaben auf dem Etikett dahingehend überprüfen, ob das Verfallsdatum nicht überschritten ist. Bei einem abgelaufenen Produkt ist der Kundendienst zu kontaktieren und das Implantat nicht zu verwenden. Beim Auspacken des Implantats die Etikettangaben zu Bestellnummer und Größe prüfen. Beim Auspacken des Implantats müssen entsprechende aseptische Kautelen beachtet werden. Die Prothese nicht mit Gegenständen in Berührung kommen lassen, die das Oberflächenfinish beschädigen könnten. Jedes Implantat vor der Verwendung auf sichtbare Schäden untersuchen. Dieses Implantat ist Teil eines Systems und darf, soweit nicht anders angegeben, nur zusammen mit anderen Originalprodukten von DJO Surgical aus dem gleichen Knie-System verwendet werden.

## 2. Produktbeschreibung und Implantatmaterialien

Komponente	Fixierungs-methode	Material	Anwendbarer ASTM-Standard	Anwendbarer ISO-Standard
FOUNDATION®-Femur -Primär, Posterior stabilisiert, Revision	Zementiert	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
FOUNDATION-Femur -Primär, Posterior stabilisiert	Zementiert	CoCrMo TiNbN	ASTM F75	ISO 5832-4
FOUNDATION®-Tibia -Mit Schaft, Modulare Revision, Oberflächenersatz	Zementiert	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
		Ti6Al4V-Legierung	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
FOUNDATION®-Tibia mit poröser Beschichtung	Zementiert	Ti6Al4V-Legierung	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CP Ti poröse Beschichtung	ASTM F67	ISO 5832-2
FOUNDATION®-Voll-PE-Tibia	Zementiert	Ultrahochmolekulares medizinisches Polyethylen (UHMWPE)	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
FOUNDATION®-Tibiaeinsätze -Primär, Ultrakongruent, Posterior stabilisiert, Lateraler Drehpunkt, Gekoppelt	Zementiert	Ultrahochmolekulares medizinisches Polyethylen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
FOUNDATION®-Schaftverlängerungen	Zementiert	Ti6Al4V-Legierung	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
FK/3DKNEE™-Untergelenk-Tibia	Zementiert	Ti6Al4V-Legierung	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
3DKNEE™-Femur	Zementiert	CoCrMo TiNbN	ASTM F75	ISO 5832-4
3DKNEE™-Femur mit poröser Beschichtung	Zementiert	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
		CP Ti poröse Beschichtung	ASTM F67	ISO 5832-2
3DKNEE™-Tibia	Zementiert	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
3DKNEE™-Tibia mit poröser Beschichtung	Zementfrei	Ti6Al4V-Legierung	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CP Ti poröse Beschichtung	ASTM F67	ISO 5832-2
3DKNEE™-Standard-Einsatz	Zementiert	Ultrahochmolekulares medizinisches Polyethylen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
3DKNEE™-Einsatz - e+ EPIC®-Uni-System-Inlay - e+ EPIC®-Uni-System-Onlay - e+	Zementiert	Hochvernetztes UHMWPE mit Vitamin E	ASTM F2695 ASTM F2565	
Exprt™ Revisionskniegelenk, Femur	Zementiert	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Exprt™ Revisionskniegelenk, Tibia	Zementiert	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Exprt™ Revisionskniegelenk, Einsatz, Standard	Zementiert	Ultrahochmolekulares medizinisches Polyethylen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Exprt™ Revisionskniegelenk, Einsatz - e+	Zementiert	Hochvernetztes UHMWPE mit Vitamin E	ASTM F2695 ASTM F2565	
Exprt™ Revisionskniegelenk, Schaftverlängerung	Zementiert	CoCrMo	ASTM 1537	
Exprt™ Revision, Tibia-Augmentierung	Zementiert	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4

Komponente	Fixierungs-methode	Material	Anwendbarer ASTM-Standard	Anwendbarer ISO-Standard
EPIK®-Uni-Femur	Zementiert	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
EPIK®-Uni-Tibia	Zementiert	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
EPIK®-Uni-Tibiaeinsatz	Zementiert	Ultrahochmolekulares medizinisches Polyethylen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
MJS™-Femur	Zementiert	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
MJS™-Tibia	Zementiert	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
MJS™-Tibia-Verriegelungsschraube	Zementiert	CoCrMo	ASTM F799	ISO 5832-4
MJS™-Tibiaeinsatz	Zementiert	Ultrahochmolekulares medizinisches Polyethylen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
RAM®-Knie, mobiles Lager*, Femur	Zementiert	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
RAM®-Knie, mobiles Lager*, Tibia	Zementiert	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
RAM®-Knie, mobiles Lager*, Einsatz	Zementiert	Ultrahochmolekulares medizinisches Polyethylen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Patella – Voll-PE Kuppelförmig und Sombreroformig	Zementiert	Ultrahochmolekulares medizinisches Polyethylen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Patella – Voll-PE e+ Kuppelförmig und Sombreroformig	Zementiert	Hochvernetztes UHMWPE mit Vitamin E	ASTM F2695 ASTM F2565	
Patella – mit Metallunterlage	Zementiert	Ultrahochmolekulares medizinisches Polyethylen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
		Ti6Al4V-Legierung	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CP Ti poröse Beschichtung	ASTM F67	ISO 5832-2
Modulare Abstandhalter	Zementiert	Ti6Al4V-Legierung	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Befestigungsschrauben	Zementfrei	Ti6Al4V-Legierung	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Grundplatte – Stopfen	Zementfrei	Ultrahochmolekulares medizinisches Polyethylen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2

\*In den USA nicht erhältlich

Je nach DJO Surgical Knie-System sind Femurprothesen in links- und rechtsseitiger Konfiguration erhältlich. Ebenso sind femorale Augmentationskomponenten in entsprechenden distalen und posterioren Größen sowie femorale und tibiale Schaftverlängerungen in verschiedenen Längen und Durchmessern erhältlich. Je nach DJO Surgical Knie-System ist die Grundplatte mit Schaft in links- und rechtsseitiger Konfiguration erhältlich. Es sind tibiale Augmentationskomponenten für die entsprechenden medialen und lateralen Größen der Tibia-Grundplatten erhältlich.

**Hinweis:** Die Größenkompatibilität der Komponenten zwischen posterior stabilisiertem bzw. Revisions-Femur und posterior stabilisiertem bzw. gekoppeltem Tibiaeinsatz ist auf eine Größe kleiner oder größer beschränkt.

**Hinweis:** Die Größenkompatibilität zwischen dem FOUNDATION®-Primär-Femur und dem Tibiaeinsatz mit lateralem Drehpunkt ist auf eine Größe kleiner oder größer beschränkt.

**Hinweis:** Die Größenkompatibilität zwischen den FOUNDATION®-Femurkomponenten und dem ultrakongruenten Tibiaeinsatz ist auf eine Größe kleiner oder größer beschränkt.

**Hinweis:** 3DKNEE™-Femure sind nur mit 3DKNEE™-Tibiaeinsätzen und FK/3DKNEE™-, FOUNDATION®- oder 3DKNEE™-Tibia-Grundplatten und Patellakomponenten zu verwenden. Bei der Verwendung von FK/3DKNEE™- oder FOUNDATION®-Tibia-Grundplatten mit 3DKNEE™-Femuren müssen die Grundplatten eine Größe kleiner sein.

**Hinweis:** 3DKNEE™-Femure und -Einsätze der Größen 3, 5 und 7 sind mit 3DKNEE™-Tibiakomponenten, die eine Größe größer sind, oder mit FOUNDATION®- oder FK/3DKNEE™-Untergrößen-Komponenten, die eine Größe kleiner sind, zu verwenden.

**Hinweis:** Der 3DKNEE™-Femur und der 3DKNEE™-Einsatz müssen dieselbe Größe aufweisen. Der Einsatz ist kompatibel mit der 3DKNEE™-Grundplatte derselben Größe und mit der FOUNDATION®- oder FK/3DKNEE™-Grundplatte, die eine Größe kleiner ist.

**Hinweis:** Der 3DKNEE™-Tibiaeinsatz - e+ ist kompatibel mit dem 3DKNEE™-Femur derselben Größe.

### 3. Indikationen

Eine Gelenkersatzoperation ist indiziert bei Patienten, die aufgrund einer der folgenden Erkrankungen körperlich behindert sind:

- degenerative, posttraumatische oder rheumatoide Arthritis;
- avaskuläre Nekrose des femoralen Condylus;
- posttraumatischer Verlust der Gelenkkonfiguration, insbesondere im Fall von patellofemoraler Erosion, Funktionsstörung oder vorhergehender Patellektomie;
- moderate Valgus-, Varus- oder Flexionsfehlstellung;
- Frakturen, die mit anderen Methoden nicht zu beheben sind.

Darüber hinaus kann dieses Medizinprodukt auch bei der Umwandlung zuvor fehlgeschlagener Operationsversuche verwendet werden. Alle Produkte sind für die zementierte Anwendung vorgesehen, mit Ausnahme der 3DKNEE™-Femurkomponente mit poröser Beschichtung, die für die zementfreie Anwendung bestimmt ist.

Zwar sind Knie-Endoprothesen nicht darauf ausgelegt, die gleichen Aktivitäten und Belastungen wie normales, gesundes Knochengewebe zu verkraften, sie können aber vielen Patienten ihre Mobilität zurückgeben und die Schmerzen verringern.

### Indikationen für das EPIK® Uni-Kniegelenksystem:

Das System ist für den Teilersatz der Gelenkoberflächen des Kniegelenks in Fällen mit einseitiger Beteiligung des Gelenks durch kompartimentelle primär degenerative oder traumabedingte Degenerationserkrankung, vorherige Fraktur des Tibiakondylus oder -plateaus, Missbildung oder Revision einer früheren Arthroplastik bestimmt. Das Produkt ist ein Implantat zum einmaligen Gebrauch, das für die Implantation mit Knochenzement bestimmt ist.

### 4. Verwendungszweck

Die Knieprodukte von DJO Surgical sind für die Behandlung von Patienten bestimmt, die nach den Indikationen für eine Kniearthroplastik infrage kommen. Zwar sind Kniegelenkersatzprodukte nicht darauf ausgelegt, die gleichen Aktivitäten und Belastungen wie normaler, gesunder Knochen zu verkraften, sie können aber vielen Patienten ihre Mobilität zurückgeben und die Schmerzen verringern.

## 5. Kontraindikationen

Unter den folgenden Umständen ist eine Gelenkersatzoperation kontraindiziert:

- akute oder chronische, lokale oder systemische Infektion (bzw. Vorliegen einer entsprechenden Anamnese);
- unzureichende Knochenqualität, die die Stabilität des Implantats beeinträchtigen kann;
- Muskel-, Nerven- oder Gefäßdefekte, die das betroffene Bein betreffen;
- Adipositas;
- Alkoholmissbrauch oder andere Suchterkrankungen;
- Überempfindlichkeit auf die Herstellungsmaterialien;
- fehlender Bänderapparat;
- hohes Maß an körperlicher Aktivität (z.B. Leistungssport, schwere körperliche Arbeit).

## 6. Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

Implantate niemals wiederverwenden. Auch wenn ein Implantat äußerlich unversehrt erscheint, können vorhergehende Belastungen zu Schäden geführt haben, die eventuell ein mechanisches Versagen nach sich ziehen. Es empfiehlt sich die Anwendung neuer Prothesen, die aktuellen Konstruktionsprinzipien folgen.

Zur Erreichung der bestmöglichen Ergebnisse ist es unerlässlich, sich mit der für dieses Produkt empfohlenen Operationstechnik vertraut zu machen und auf ihre Einhaltung zu achten. Die richtige Auswahl des Prothesenimplantats und seine sachgerechte Anpassung und Insertion sind von höchster Wichtigkeit. Es dürfen nur Instrumente und Einprobeprothesen aus dem Knie-System von DJO Surgical verwendet werden.

Es muss sorgfältig darauf geachtet werden, Passflächen (z.B. Kegel) und polierte Lageroberflächen vor Kerben und Kratzern zu schützen, da diese zum Ausgangspunkt eines Materialversagens werden könnten. Eine Bearbeitung der Kontur oder ein Biegen des Implantats kann seine Lebensdauer verkürzen und kann zu sofortigem oder späterem Versagen bei Belastung führen. Implantate dürfen nicht verändert werden, da dies die Leistung des Implantats herabsetzt.

Die Hüft-, Knie- und Schultersysteme von DJO Surgical wurden nicht auf Sicherheit und Kompatibilität bei MRT-Untersuchungen getestet. Die Hüft-, Knie- und Schultersysteme wurden nicht auf Erwärmung oder Migration bei MRT-Untersuchungen getestet.

VORSICHT: Laut US-Gesetzgebung darf diese Prothese nur von einem Arzt oder im Auftrag eines Arztes gekauft werden.

## 7. Präoperative Planung und postoperative Nachsorge

In der präoperativen Planung werden die grundlegenden Entscheidungen zur geeigneten Prothese und den wahrscheinlich benötigten Komponentenkombinationen getroffen. Einprobekomponenten (soweit zutreffend) zur Passungsüberprüfung verwenden und Reservekomponenten bereithalten. Röntgenschablonen für alle Größen des Knie-Systems von DJO Surgical sind auf Anfrage erhältlich.

Bei der postoperativen Nachsorge sind die akzeptierten chirurgischen Methoden zu verwenden. Der Patient muss über die Beschränkungen einer Totalprothese informiert werden. Übermäßige körperliche Anstrengung und Traumata mit Einbeziehung des ersetzen Gelenks sind mit einem vorzeitigen Versagen durch Lösen, Bruch und/oder Verschleiß von Implantaten in Verbindung gebracht worden. Der Patient ist zu ermahnen, seine Aktivitäten entsprechend einzuschränken. Das Risiko eines Implantatversagens nimmt mit dem Körpergewicht und dem Aktivitätsniveau des Patienten zu.

## 8. Nebenwirkungen

Die Implantation einer Knie-Totalprothese kann die folgenden Nebenwirkungen haben:

- Fraktur von Tibia oder Femur;
- vorübergehende peroneale Lähmung auf Grund des operativen Eingriffs;
- Subluxation oder Luxation der Patella;
- patellofemorales Impingement;
- Instabilität, Verschiebung oder Lockerung der Komponenten;
- Schwäche des Bänderapparates;
- Dissoziation von Komponenten;
- Infektion;
- eingeschränkte Gelenkmobilität;
- Verkürzung der Extremität;
- Überempfindlichkeitsreaktionen auf Metall.

## 9. Sterilisation

Alle DJO Surgical-Implantate sind, sofern sie nicht geöffnet oder beschädigt wurden, steril in Mehrfachbeuteln oder unterteilten Blisterschalen verpackt. Alle Verpackungen bei Erhalt auf Löcher oder andere Schäden untersuchen. Falls die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist, den Hersteller bzw. die Vertretung des Herstellers um Anweisungen bitten.

Die Sterilisation der Implantate mit Ausnahme der 3DKNEE™-Tibiaeinsätze - e+, der Exprt™ Revisionskniegelenk-Tibiaeinsätze - e+, des EPIK®-Onlay - e+ und der e+ Patellae erfolgt mit Gammastrahlung bei einer Dosis von mindestens 25 kGy, wobei ein Sterilitätssicherheitswert (SAL, Sterility Assurance Level) von 10<sup>-6</sup> erzielt wird. Die Implantate sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Zur Größenbestimmung werden Einprobeprothesen und andere Instrumente benutzt, bevor die sterile Verpackung geöffnet werden muss. Sollte die sterile Originalverpackung vor der Implantation unbeabsichtigt geöffnet oder beschädigt werden, kann keine Implantation des Produkts stattfinden. Für Anweisungen den Hersteller oder den bevollmächtigten Vertreter des Herstellers kontaktieren. Ein Implantat bzw. eine Komponente, die mit Blut oder anderen Körpersubstanzen in Kontakt gekommen bzw. dadurch kontaminiert worden ist, darf nicht erneut sterilisiert werden. Nicht versuchen, ein Implantat zu reinigen, da die üblichen Methoden eine Kontamination der porösen Beschichtung nicht zuverlässig beseitigen können und eine Lagerung des offenen Implantats bzw. der offenen Komponente zu vermeiden ist.

Die Sterilisation der 3DKNEE™-Tibiaeinsätze - e+, der Exprt™ Revisionskniegelenk-Tibiaeinsätze - e+, des EPIK®-Onlay - e+ und der e+ Patellae erfolgt mit Wasserstoffperoxid-Gas-Plasma, wobei ein Sterilitätssicherheitswert (SAL, Sterility Assurance Level) von 10<sup>-6</sup> erzielt wird. Diese Einsätze sind Einmalprodukte und können im Krankenhaus NICHT erneut sterilisiert werden. Zur Größenbestimmung werden Einprobeprothesen und andere Instrumente benutzt, bevor die sterile Verpackung geöffnet werden muss. Sollte die sterile Originalverpackung vor der Implantation unbeabsichtigt geöffnet oder beschädigt werden, kann keine Implantation des Produkts stattfinden. Für Anweisungen den Hersteller oder den bevollmächtigten Vertreter des Herstellers kontaktieren. Ein Implantat bzw. eine Komponente, die mit Blut oder anderen Substanzen in Kontakt gekommen bzw. dadurch kontaminiert worden ist, darf nicht erneut sterilisiert werden.

Instrumente werden nicht-steril geliefert und sind bis zu ihrer Reinigung und Sterilisation nach den empfohlenen Richtlinien in der Gebrauchsanleitung für DJO Surgical-Instrumente in ihrer Originalverpackung aufzubewahren.

**WARNHINWEIS:** KEINE von DJO Surgical (Encore Medical, L.P.) vertriebenen Knieprothesen erneut sterilisieren, wenn die sterile Verpackung geöffnet oder beschädigt ist. Das Implantat ist in der entsprechenden Verpackung zur Prüfung und Verfügung an DJO Surgical zurückzusenden.

**WARNHINWEIS:** Alle Oberflächen mit poröser Beschichtung und alle polierten Oberflächen vor Verschmutzung schützen. Die üblichen Reinigungsmethoden können eine Kontamination der porösen Beschichtung nicht zuverlässig beseitigen.

**WARNHINWEIS:** Produkte aus UHMWPE (ultrahochmolekarem Polyethylen) NICHT erneut sterilisieren.

Validierte Sterilisationszyklusdaten liegen bei DJO Surgical vor.

**HINWEIS:** DJO Surgical empfiehlt weder eine chemische noch eine „Flash“-Sterilisation.

Für weitere Informationen bezüglich der Verwendung der DJO Surgical Knie-Systeme, wenden Sie sich an Ihren zuständigen DJO Surgical-Vertreter oder Händler.

Die DJO Surgical Knie-Systeme werden von ENCORE MEDICAL, L.P. hergestellt.

9800 Metric Blvd., Austin, TX 78758 USA (Hergestellt in den USA)

## 10. Handelsmarken und Patente

FOUNDATION®, 3DKNEE™, MJS™, EPIK®, RAM® sind Marken von DJO Surgical.

US-Patente: 5,413,604

**1. Manipulation du produit**

Les implants sont fournis stériles et doivent toujours être stockés dans leur conditionnement protecteur respectif non ouvert. Avant l'utilisation, inspecter l'emballage pour vérifier qu'il n'est pas endommagé, ce qui pourrait compromettre la stérilité. Si l'emballage est ouvert ou endommagé à la livraison, contacter le représentant du fabricant. Examiner également l'étiquetage pour vérifier que la date de péremption n'est pas dépassée. En cas de péremption du produit, contacter le service clientèle et ne pas utiliser l'implant. Lors du déballage de l'implant, vérifier l'étiquetage pour l'adéquation du n° de référence et de la taille. Respecter les instructions pertinentes relatives à l'asepsie pour sortir l'implant de l'emballage. Éviter tout contact de la prothèse avec des objets qui pourraient endommager la finition de surface. Avant l'utilisation, inspecter chaque implant pour vérifier l'absence de dommages visibles. Cet implant fait partie d'un système et doit être utilisé uniquement en combinaison avec d'autres produits DJO Surgical originaux appartenant au même système de genou, à moins d'une indication contraire.

**2. Description du produit et des matériaux de l'implant**

Composant	Méthode de fixation	Matériau	Norme ASTM applicable	Norme ISO applicable
Fémur FOUNDATION® -Primaire, à stabilisation postérieure, de reprise	Avec ciment	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Fémur FOUNDATION® -Primaire, à stabilisation postérieure	Avec ciment	CoCrMo TiNbN	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia FOUNDATION® -À tige, de reprise modulaire, de resurfaçage	Avec ciment	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
		Alliage Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Tibia à revêtement poreux FOUNDATION®	Avec ciment	Alliage Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		Revêtement poreux CP Ti	ASTM F67	ISO 5832-2
Tibia FOUNDATION® 100 % polyéthylène	Avec ciment	Polyéthylène de très haut poids moléculaire de qualité médicale (UHMWPE)	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Inserts tibiaux FOUNDATION® -Primaires, ultracongruents, à stabilisation postérieure, à pivot latéral, contraints	Avec ciment	Polyéthylène de très haut poids moléculaire de qualité médicale	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Prolongateurs de tige FOUNDATION®	Avec ciment	Alliage Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Tibia FK/3DKNEE™ de taille réduite	Avec ciment	Alliage Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Fémur 3DKNEE™	Avec ciment	CoCrMo TiNbN	ASTM F75	ISO 5832-4
Fémur à revêtement poreux 3DKNEE™	Avec ciment	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
		Revêtement poreux CP Ti	ASTM F67	ISO 5832-2
Tibia 3DKNEE™	Avec ciment	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia à revêtement poreux 3DKNEE™	Sans ciment	Alliage Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		Revêtement poreux CP Ti	ASTM F67	ISO 5832-2
Insert 3DKNEE™ standard	Avec ciment	Polyéthylène de très haut poids moléculaire de qualité médicale	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Insert 3DKNEE™ - e+ Uni-système EPIK® intrinsèque - e+ Uni-système EPIK® extrinsèque - e+	Avec ciment	UHMWPE hautement réticulé avec de la vitamine E	ASTM F2695 ASTM F2565	
Fémur pour genou de reprise Exprt™	Avec ciment	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia pour genou de reprise Exprt™	Avec ciment	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Insert standard pour genou de reprise Exprt™	Avec ciment	Polyéthylène de très haut poids moléculaire de qualité médicale	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Insert e+ pour genou de reprise Exprt™	Avec ciment	UHMWPE hautement réticulé avec de la vitamine E	ASTM F2695 ASTM F2565	
Extension de tige pour genou de reprise Exprt™	Avec ciment	CoCrMo	ASTM 1537	

Composant	Méthode de fixation	Matériau	Norme ASTM applicable	Norme ISO applicable
Cale de tibia de reprise Exprt™	Avec ciment	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Fémur uni EPIK®	Avec ciment	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia uni EPIK®	Avec ciment	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Insert tibial uni EPIK®	Avec ciment	Polyéthylène de très haut poids moléculaire de qualité médicale	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Fémur MJS™	Avec ciment	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia MJS™	Avec ciment	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Vis de blocage tibial MJS™	Avec ciment	CoCrMo	ASTM F799	ISO 5832-4
Insert tibial MJS™	Avec ciment	Polyéthylène de très haut poids moléculaire de qualité médicale	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Fémur pour prothèse de genou* à appui mobile RAM®	Avec ciment	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia pour prothèse de genou* à appui mobile RAM®	Avec ciment	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Insert pour prothèse de genou* à appui mobile RAM®	Avec ciment	Polyéthylène de très haut poids moléculaire de qualité médicale	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Rotule – 100 % polyéthylène, bombé et en forme de sombrero	Avec ciment	Polyéthylène de très haut poids moléculaire de qualité médicale	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Rotule – 100 % polyéthylène e+, bombé et en forme de sombrero	Avec ciment	UHMWPE hautement réticulé avec de la vitamine E	ASTM F2695 ASTM F2565	
Rotule – À doublure métallique	Avec ciment	Polyéthylène de très haut poids moléculaire de qualité médicale	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
		Alliage Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		Revêtement poreux CP Ti	ASTM F67	ISO 5832-2
Pièces d'espacement modulaires	Avec ciment	Alliage Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Vis de fixation	Sans ciment	Alliage Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Bouchons pour plaque base	Sans ciment	Polyéthylène de très haut poids moléculaire de qualité médicale	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2

\*Non disponible aux États-Unis

Selon le système de genou DJO Surgical, les prothèses fémorales peuvent être disponibles en configurations droite et gauche. Les pièces d'augmentation fémorales sont disponibles dans les tailles distales et postérieures correspondantes et les prolongateurs de tige fémorale et tibiaux existants en multiples longueurs et diamètres. Selon le système de genou DJO Surgical, la plaque base à tige est disponible en configurations droite et gauche. Les pièces d'augmentation tibiales sont disponibles dans les tailles médianes et latérales correspondant aux plaques base tibiales.

**Remarque :** Les inserts fémoraux à stabilisation postérieure ou de reprise et les inserts tibiaux à stabilisation postérieure ou contraints peuvent être échangés uniquement en augmentant ou en descendant d'une taille.

**Remarque :** Les inserts fémoraux primaires et les inserts tibiaux à pivot latéral FOUNDATION® peuvent être échangés uniquement en augmentant ou en descendant d'une taille.

**Remarque :** Les implants fémoraux et les inserts tibiaux ultracongruents FOUNDATION® peuvent être échangés uniquement en augmentant ou en descendant d'une taille.

**Remarque :** Les inserts fémoraux 3DKNEE™ doivent être utilisés avec les inserts tibiaux 3DKNEE™ et les plaques base tibiales et les rotules FK/3DKNEE™, FOUNDATION® ou 3DKNEE™. Si les plaques base tibiales FK/3DKNEE™ ou FOUNDATION® sont utilisées avec les fémurs 3DKNEE™, utiliser des plaques base qui sont inférieures d'une taille.

**Remarque :** Les fémurs et les inserts 3DKNEE™ de taille 3, 5 et 7 doivent être utilisés avec des composants tibiaux 3DKNEE™ qui sont supérieurs d'une taille ou avec des composants FOUNDATION® ou FK/3DKNEE™ de taille réduite qui sont inférieurs d'une taille.

**Remarque :** Le fémur 3DKNEE™ et l'insert 3DKNEE™ doivent être de la même taille. L'insert est adapté sur une plaque base 3DKNEE™ de la même taille ou une plaque base FOUNDATION® ou FK/3DKNEE™ inférieure d'une taille.

**Remarque :** L'insert tibial 3DKNEE™ - e+ est compatible avec le fémur 3DKNEE™ de la même taille.

### 3. Indications

Une arthroplastie est indiquée chez les patients présentant un handicap en raison de :

- arthrose, arthrite post-traumatique ou polyarthrite rhumatoïde ;
- nécrose avasculaire du condyle fémoral ;
- perte post-traumatique de configuration articulaire, notamment en cas d'érosion ou de dysfonctionnement fémoro-patellaire ou bien de patellectomie antérieure ;
- déformations valgus, varus ou de flexion modérées ;
- fractures intratables par d'autres moyens.

Ce dispositif peut également être indiqué pour la reprise de traitements chirurgicaux antérieurs qui ont échoué. Tous les dispositifs sont prévus pour des applications cimentées à l'exception du fémur à revêtement poreux 3DKNEE™ qui est prévu pour les applications non cimentées.

Les prothèses de genou ne sont pas destinées à résister aux charges et aux niveaux d'activité normalement supportés par l'os sain normal, mais permettent cependant de rétablir la mobilité et de réduire la douleur chez de nombreux patients.

#### **Indications pour le genou uni EPIK® :**

Destiné au remplacement partiel des surfaces articulaires du genou lorsqu'un seul côté de l'articulation est affecté à cause d'une maladie compartimentale dégénérative primaire ou maladie dégénérative post-traumatique, de fractures antérieures du condyle tibial ou du plateau tibial, d'une malformation ou d'une reprise d'une arthroplastie antérieure. Le dispositif est un implant à usage unique prévu pour l'implantation avec du ciment à os.

#### **4. Utilisation prévue**

Les dispositifs de genou DJO Surgical sont destinés au traitement de patients candidats à une arthroplastie du genou selon les indications. Les arthroplasties totales du genou ne sont pas destinées à résister aux charges et aux niveaux d'activité normalement supportés par l'os sain normal, mais permettent cependant de rétablir la mobilité et de réduire la douleur chez de nombreux patients.

#### **5. Contre-indications**

Une arthroplastie est contre-indiquée dans les situations suivantes :

- infection (ou antécédents d'infection), qu'elle soit aiguë ou chronique, locale ou générale ;
- os de qualité insuffisante pouvant affecter la stabilité de l'implant ;
- déficience musculaire, neurologique ou vasculaire affectant le membre concerné ;
- obésité ;
- alcoolisme ou autres addictions ;
- intolérance aux matériaux ;
- perte des structures ligamentueuses ;
- niveau élevé d'activité physique (par ex., sport de compétition, travail physique intensif).

#### **6. Précautions et avertissements**

Ne jamais réutiliser un implant. Bien que l'implant puisse sembler intact, les contraintes subies antérieurement peuvent générer des imperfections qui pourraient entraîner une défaillance mécanique. Il est conseillé d'utiliser de nouvelles prothèses de conception actuelle.

Pour obtenir des résultats optimums, il faut impérativement connaître et respecter la technique chirurgicale recommandée. Il est également très important de sélectionner correctement l'implant prothétique, et d'en assurer l'assise/la mise en place correctes. Utiliser exclusivement les instruments et prothèses d'essai du système de genou DJO Surgical.

Il faut prendre soin de protéger les surfaces de connexion (par ex. les cônes) et les surfaces d'appui polies des entailles et griffures afin d'éviter qu'elles ne deviennent un point focal de défaillance. Cintrer ou plier un implant peut réduire sa durée de vie et provoquer une défaillance immédiate ou ultérieure sous charge. Ne pas modifier un implant ; la modification d'un implant peut affecter négativement ses performances.

La sécurité et la compatibilité des systèmes (de hanche, genou et d'épaule) DJO Surgical n'ont pas été évaluées en milieu d'imagerie par résonance magnétique. L'échauffement et la migration des systèmes (de hanche, genou, d'épaule) n'ont pas fait l'objet de tests en milieu d'imagerie par résonance magnétique.

MISE EN GARDE : Selon la loi fédérale (États-Unis), ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur sa prescription.

#### **7. Planification préopératoire et soins postopératoires**

La planification préopératoire fournit des informations essentielles sur la sélection de la prothèse appropriée et sur les combinaisons de composants probables. Utiliser les composants d'essai des instruments pour vérifier l'adéquation (quand applicable) et des composants d'implants supplémentaires en réserve. Des gabarits radiographiques sont disponibles sur demande pour toutes les tailles des systèmes de genou DJO Surgical.

Suivre les pratiques chirurgicales reconnues pour les soins postopératoires. Le patient doit être averti des limitations d'une reconstruction articulaire totale. Une activité physique excessive ou un traumatisme de l'articulation prothétique peut entraîner une défaillance prémature par desserrage, fracture et/ou usure des implants prothétiques. Aviser le patient qu'il devra adapter ses activités en conséquence, car le risque de défaillance de l'implant augmente à mesure que son poids et son niveau d'activité physique augmentent.

#### **8. Effets indésirables**

Voici une liste d'effets indésirables que peut occasionner une arthroplastie totale du genou :

- fracture du tibia ou du fémur ;
- paralysie périphérique temporaire due aux manipulations chirurgicales ;
- subluxation ou luxation de la rotule ;
- accrochage fémoro-patellaire ;
- instabilité, déplacement ou desserrage des implants ;
- relâchement ligamentaire ;
- dissociation des implants ;
- infection ;
- amplitude de mouvement insuffisante ;
- raccourcissement des membres ;
- réactions de sensibilité au métal.

#### **9. Stérilisation**

Sauf si l'emballage est ouvert ou endommagé, les implants DJO Surgical sont fournis stériles dans plusieurs pochettes ou des plateaux à barrière blister. À la livraison, contrôler chaque emballage pour vérifier l'absence de ponction ou d'autres dommages. Si l'emballage est ouvert ou endommagé, contacter le fabricant ou son représentant pour des instructions.

La stérilisation des implants autres que les inserts tibiaux 3DKNEE™ - e+, les inserts tibiaux e+ pour genou de reprise Expr™, EPIK® extrinsèques - e+ et EPIK® intrinsèques - e+ et les rotules e+ est réalisée par rayonnement gamma à la dose minimum de 25 kGy afin d'obtenir un niveau d'assurance stérilité (SAL, Sterility Assurance Level) de 10<sup>-6</sup>. Les implants sont exclusivement à usage unique. Les composants d'essai et les autres instruments sont utilisés pour le dimensionnement avant de devoir ouvrir l'emballage stérile. Si l'emballage d'origine stérile a été ouvert par inadvertance ou est compromis avant l'implantation, le dispositif ne peut pas être implanté. Contacter le fabricant ou son représentant pour des instructions. Ne pas restériliser un implant ou composant qui aurait été contaminé ou mis en contact avec du sang ou d'autres substances. Ne pas tenter de nettoyer un implant. En effet, les procédures standard ne permettent pas d'éliminer de manière fiable la contamination d'un revêtement poreux. Il faut éviter également le stockage d'un implant ou d'un composant une fois que l'emballage a été ouvert.

La stérilisation des inserts tibiaux 3DKNEE™ - e+, des inserts tibiaux e+ pour genou de reprise Expr™, EPIK® extrinsèques - e+ et des rotules e+ est réalisée par plasma gazeux de peroxyde d'hydrogène afin d'obtenir un niveau d'assurance stérilité (SAL, Sterility Assurance Level) de 10<sup>-6</sup>. Ces inserts sont des dispositifs à usage unique et NE PEUVENT PAS être restérilisés par un établissement de soins de santé. Les composants d'essai et les autres instruments sont utilisés pour le dimensionnement avant de devoir ouvrir l'emballage stérile. Si l'emballage d'origine stérile a été ouvert par inadvertance ou est compromis avant l'implantation, le dispositif ne peut pas être implanté. Contacter le fabricant ou son représentant pour des instructions. Ne pas restériliser un implant ou composant qui aurait été contaminé ou mis en contact avec du sang ou d'autres substances.

Les instruments sont fournis non stériles et doivent être conservés dans leur emballage d'origine jusqu'au moment du nettoyage et de la stérilisation, conformément aux recommandations du mode d'emploi de l'instrumentation DJO Surgical.

**AVERTISSEMENT : NE restériliser AUCUNE prothèse de genou distribuée par DJO Surgical (Encore Medical, L.P.) si l'emballage stérile est ouvert ou endommagé à la livraison. Renvoyer l'implant avec son emballage à DJO Surgical pour inspection et décision concernant la suite à donner.**

**AVERTISSEMENT : Protéger toutes les surfaces à revêtement poreux et polies. Les procédures standard de nettoyage ne permettent pas d'éliminer de manière fiable une contamination du revêtement poreux.**

**AVERTISSEMENT : NE PAS restériliser l'UHMWPE (polyéthylène de très haut poids moléculaire).**

DJO Surgical dispose de données de cycles de stérilisation archivées validées.

**REMARQUE :** DJO Surgical ne recommande pas une stérilisation flash ou chimique.

Pour des informations supplémentaires concernant l'utilisation des systèmes de genou DJO Surgical, contacter le représentant ou le distributeur DJO Surgical.

Les systèmes de genou DJO Surgical sont fabriqués par ENCORE MEDICAL, L.P.

9800 Metric Blvd., Austin, TX 78758 États-Unis (Fabriqué aux États-Unis)

#### **10. Marques commerciales et brevets**

FOUNDATION®, 3DKNEE™, MJS™, EPIK® et RAM® sont des marques commerciales de DJO Surgical.

Brevets américains : 5,413,604

**1. Manipulación del producto**

Los implantes se suministran estériles y deben almacenarse siempre sin abrir en sus respectivos envases protectores. Antes del uso, inspeccione el envase para comprobar si presenta daños que puedan poner en peligro la esterilidad. Si al recibir el envase ya había sido abierto o está dañado, póngase en contacto con el representante del fabricante. Inspeccione también el etiquetado para comprobar que no se haya sobrepasado la fecha de caducidad. Si el producto ha caducado, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente y no utilice el implante. Al extraer el implante del envase, compruebe que el número de referencia y el tamaño indicados en la etiqueta sean correctos. El implante debe extraerse asepticamente de su envase siguiendo las instrucciones pertinentes. Proteja la prótesis del contacto con objetos que puedan dañar el acabado de las superficies. Inspeccione cada implante antes de su uso para comprobar si presenta daños visibles. Este implante es parte de un sistema y solo debe utilizarse junto con otros productos DJO Surgical originales pertenecientes al mismo sistema de rodilla, a menos que se indique otra cosa.

**2. Descripción del producto y materiales del implante**

Componente	Método de fijación	Material	Norma aplicable de la ASTM	Norma aplicable de la ISO
Fémur FOUNDATION® -Primario, estabilizado posterior, revisión	Cementado	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Fémur FOUNDATION -Primario, estabilizado posterior	Cementado	CoCrMo TiNbN	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia FOUNDATION® -Con vástagos, revisión modular, revestimiento	Cementado	CoCrMo Aleación de Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Tibia con revestimiento poroso FOUNDATION®	Cementado	Aleación de Ti6Al4V Revestimiento poroso CP Ti	ASTM F136 / ASTM F1472 ASTM F67	ISO 5832-3 ISO 5832-2
Tibia totalmente de polietileno FOUNDATION®	Cementado	Polietileno de peso molecular ultralevado de uso médico (UHMWPE)	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Insertos tibiales FOUNDATION® -Primario, ultracongruente, estabilizado posterior, pivot lateral, constrictido	Cementado	Polietileno de peso molecular ultralevado de uso médico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Extensiones de vástago FOUNDATION®	Cementado	Aleación de Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Tibia FK3DKNEE™ de tamaño inferior	Cementado	Aleación de Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Fémur 3DKNEE™	Cementado	CoCrMo TiNbN	ASTM F75	ISO 5832-4
Fémur con revestimiento poroso 3DKNEE™	Cementado	CoCrMo Revestimiento poroso de CP Ti	ASTM F75 ASTM F67	ISO 5832-4 ISO 5832-2
Tibia 3DKNEE™	Cementado	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia con revestimiento poroso 3DKNEE™	No cementado	Aleación de Ti6Al4V Revestimiento poroso de CP Ti	ASTM F136 / ASTM F1472 ASTM F67	ISO 5832-3 ISO 5832-2
Inserto estándar 3DKNEE™	Cementado	Polietileno de peso molecular ultralevado de uso médico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Inserto 3DKNEE™ - e+ Incrustación para sistema único EPIK® - e+ Cúspide para sistema único EPIK® - e+	Cementado	UHMWPE con vitamina E muy entrecruzada	ASTM F2695 ASTM F2565	
Fémur de rodilla para cirugía de revisión Exprt™	Cementado	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia de rodilla para cirugía de revisión Exprt™	Cementado	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Inserto de rodilla para cirugía de revisión Exprt™, estándar	Cementado	Polietileno de peso molecular ultralevado de uso médico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Inserto de rodilla para cirugía de revisión Exprt™, e+	Cementado	UHMWPE con vitamina E muy entrecruzada	ASTM F2695 ASTM F2565	
Extensión de vástago de rodilla para cirugía de revisión Exprt™	Cementado	CoCrMo	ASTM 1537	
Aumento tibial para cirugía de revisión Exprt™	Cementado	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Fémur único EPIK®	Cementado	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4

Componente	Método de fijación	Material	Norma aplicable de la ASTM	Norma aplicable de la ISO
Tibia única EPIK®	Cementado	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Inserto tibial único EPIK®	Cementado	Polietileno de peso molecular ultraelevado de uso médico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Fémur MJS™	Cementado	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia MJS™	Cementado	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tornillo de bloqueo tibial MJS™	Cementado	CoCrMo	ASTM F799	ISO 5832-4
Inserto tibial MJS™	Cementado	Polietileno de peso molecular ultraelevado de uso médico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Fémur para rodilla* con componente esférico móvil RAM®	Cementado	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia para rodilla* con componente esférico móvil RAM®	Cementado	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Inserto para rodilla* con componente esférico móvil RAM®	Cementado	Polietileno de peso molecular ultraelevado de uso médico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Rótula – Totalmente de polietileno con forma de cúpula y con forma de Sombrero	Cementado	Polietileno de peso molecular ultraelevado de uso médico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Rótula – Totalmente de polietileno e+ con forma de cúpula y con forma de Sombrero	Cementado	UHMWPE con vitamina E muy entrecruzada	ASTM F2695 ASTM F2565	
Rótula – Con refuerzo metálico	Cementado	Polietileno de peso molecular ultraelevado de uso médico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
		Aleación de Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		Revestimiento poroso CP Ti	ASTM F67	ISO 5832-2
Bloques espaciadores modulares	Cementado	Aleación de Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tornillos de acoplamiento	No cementado	Aleación de Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Tapones de base tibial	No cementado	Polietileno de peso molecular ultraelevado de uso médico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2

\*No disponible en Estados Unidos

Dependiendo del sistema de rodilla DJO Surgical, pueden estar disponibles prótesis femorales en configuraciones izquierda y derecha. Hay bloques de aumento femoral disponibles en los tamaños distales y posteriores correspondientes, además de vástagos de extensión femoral y de extensión tibial de distintas longitudes y diámetros. Dependiendo del sistema de rodilla DJO Surgical, la base con vástago está disponible en configuraciones izquierda y derecha. Hay disponibles bloques de aumento tibial en los tamaños mediales y laterales correspondientes a las bases tibiales.

**Nota:** La intercambiabilidad de tamaños entre el fémur estabilizado posterior o el fémur de revisión y el inserto tibial estabilizado posterior o constreñido se limita a un solo tamaño inferior o superior.

**Nota:** La intercambiabilidad de tamaños entre el fémur FOUNDATION® principal y los insertos tibiales de pivote lateral se limita a un solo tamaño inferior o superior.

**Nota:** La intercambiabilidad de tamaños entre los componentes femorales FOUNDATION® y los insertos tibiales ultracongruentes se limita a un solo tamaño inferior o superior.

**Nota:** Los fémures 3DKNEE™ son para uso con insertos tibiales 3DKNEE™ y con bases tibiales y componentes rotulianos FK/3DKNEE™, FOUNDATION® o 3DKNEE™. Si utiliza bases tibiales FK/3DKNEE™ o FOUNDATION® con fémures 3DKNEE™, emplee bases un tamaño menor.

**Nota:** Los fémures e insertos 3DKNEE™ de tamaños 3, 5 y 7 son para uso con componentes tibiales 3DKNEE™ un tamaño mayores o con componentes FOUNDATION® o FK/3DKNEE™ un tamaño menores.

**Nota:** El fémur 3DKNEE™ y el inserto 3DKNEE™ deben ser del mismo tamaño. El tamaño del inserto debe coincidir con el de la base 3DKNEE™ o con una base FOUNDATION® o FK/3DKNEE™ un tamaño menor.

**Nota:** El inserto tibial 3DKNEE™ - e+ es compatible con el fémur 3DKNEE™ del mismo tamaño.

### 3. Indicaciones

La artroplastia está indicada para pacientes con discapacidad debida a:

- artritis degenerativa, posttraumática o reumatoide;
- necrosis avascular del cóndilo femoral;
- pérdida posttraumática de configuración de la articulación, especialmente cuando existe erosión patelofemoral, disfunción o patelectomía anterior;
- deformidades moderadas en valgo, varo o de flexión;
- fracturas que no puedan tratarse empleando otras técnicas.

Este dispositivo también puede estar indicado para el rescate de casos en los que las intervenciones quirúrgicas anteriores no han tenido éxito. Todos los dispositivos están indicados para aplicaciones cementadas excepto el fémur con revestimiento poroso 3DKNEE™ que está diseñado para aplicaciones no cementadas.

Aunque la artroplastia de rodilla no está concebida para soportar los niveles de actividad y las cargas que soporta el hueso sano normal, sí permite restablecer la movilidad y reducir el dolor en muchos pacientes.

#### **Indicaciones para la rodilla única EPIK®:**

Diseñada para la artroplastia parcial de las superficies articulares de la rodilla cuando solo está afectado un lado de la articulación debido a una enfermedad degenerativa primaria compartimental o degenerativa postraumática, fracturas de cóndilo o platillo tibial previas, deformidad o revisión de artroplastia previa. El dispositivo es un implante para un solo uso indicado para la implantación con cemento óseo.

#### **4. Uso indicado**

Los dispositivos de rodilla DJO Surgical están indicados para el tratamiento de pacientes aptos para la artroplastia de rodilla según las indicaciones de uso. Aunque la artroplastia total de rodilla no está concebida para soportar los niveles de actividad y las cargas que sopora el hueso sano normal, si permite restablecer la movilidad y reducir el dolor en muchos pacientes.

#### **5. Contraindicaciones**

La artroplastia está contraindicada cuando hay:

- infección (o antecedentes de infección) aguda o crónica, local o sistémica;
- hueso de calidad insuficiente que puede afectar a la estabilidad del implante;
- deficiencias musculares, neurológicas o vasculares que comprometen la extremidad afectada;
- obesidad;
- alcoholismo u otras adicciones;
- sensibilidad a los materiales;
- pérdida de estructuras ligamentosas;
- altos niveles de actividad física (p. ej., deportes de competición y trabajos físicos pesados).

#### **6. Precauciones y advertencias**

Los implantes nunca deben reutilizarse. Aunque pueda parecer que el implante no está dañado, es posible que tensiones previas hayan producido imperfecciones que puedan causar fallos mecánicos. Se aconseja utilizar prótesis nuevas de diseño actual.

Para obtener resultados óptimos es imprescindible familiarizarse con la técnica quirúrgica recomendada para este dispositivo y prestarle la debida atención. La selección del implante protésico adecuado y su correcta colocación y asentamiento son extremadamente importantes. Sólo deben emplearse instrumentos y prótesis de prueba del sistema de rodilla DJO Surgical.

Las superficies de acoplamiento (p. ej., los elementos cónicos) y las superficies esféricas pulidas deben protegerse para que no sufran cortes ni arañazos que puedan causar fallos. El contorno y el doblamiento del implante pueden reducir su vida útil y causar fallos inmediatos o posteriores al recibir carga. Los implantes no deben modificarse indebidamente, ya que esto reducirá su eficacia.

No se han evaluado la seguridad ni la compatibilidad de los sistemas DJO Surgical (cadera, rodilla y hombro) en un entorno de resonancia magnética. No se han comprobado el calentamiento ni la migración de los sistemas (cadera, rodilla, hombro) en un entorno de resonancia magnética.

AVISO: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.

#### **7. Planificación preoperatoria y cuidado posoperatorio**

La planificación preoperatoria ofrece información esencial sobre la prótesis apropiada y las combinaciones de componentes adecuadas posibles. Utilice los componentes de prueba del instrumental para la verificación del ajuste (cuando corresponda) y los componentes adicionales del implante como repuestos de reserva. Pueden solicitarse plantillas radiográficas de todos los tamaños de los sistemas de rodilla DJO Surgical.

El cuidado posoperatorio debe llevarse a cabo empleando prácticas quirúrgicas aceptadas. Debe informarse al paciente sobre las limitaciones de la reconstrucción articular total. Se ha observado que el exceso de actividad física y los traumatismos que afectan a la articulación sustituida han contribuido al fallo prematuro debido a aflojamiento, fractura o desgaste de los implantes protésicos. Debe advertirse al paciente que regule sus actividades en consecuencia, ya que el riesgo de fallo del implante aumenta en función del peso y de los niveles de actividad del paciente.

#### **8. Efectos adversos**

Algunos de los posibles efectos adversos relacionados con la artroplastia total de rodilla que pueden presentarse son:

- fractura de la tibia o el fémur;
- parálisis peroneal transitoria secundaria a la manipulación quirúrgica;
- subluxación o luxación rotuliana;
- choque patelofemoral;
- inestabilidad, cambios de posición o aflojamiento de componentes;
- laxitud ligamentosa;
- disociación de los componentes;
- infección;
- rango de movimiento reducido;
- acortamiento de las extremidades;
- reacciones de sensibilidad al metal.

#### **9. Esterilización**

A menos que se hayan abierto o que estén dañados, los implantes DJO Surgical se suministran estériles en varias bolsas o bandejas blíster de barrera. Tras recibir el producto, examine todos los envases para comprobar si presentan perforaciones u otro tipo de daño. Si un envase está abierto o dañado, póngase en contacto con el fabricante o con su representante para solicitar instrucciones.

La esterilización de implantes distintos de los insertos tibiales 3DKNEE™ - e+, los insertos tibiales de rodilla para cirugía de revisión Exprt™ - e+, la cúspide EPIK® - e+ y las rótulas e+ se realiza utilizando radiación gamma a una dosis mínima de 25 kGy para lograr un nivel de garantía de esterilidad (SAL, Sterility Assurance Level) de 10<sup>-6</sup>. Los implantes son dispositivos de un solo uso. Se utilizan unidades de prueba y otros instrumentos para determinar las dimensiones de los dispositivos antes de tener que abrir el envase estéril. No puede implantarse el dispositivo si el envase estéril original se abre o se viese comprometido accidentalmente antes de la implantación. Póngase en contacto con el fabricante o su representante para solicitar instrucciones. No reesterilice implantes ni componentes que hayan estado en contacto con sangre u otras sustancias, o que hayan sido contaminadas por ellas. No intente limpiar implantes, ya que los procedimientos habituales no pueden asegurar la descontaminación del revestimiento poroso, y el almacenamiento de implantes o componentes abiertos debe evitarse.

La esterilización de los insertos tibiales 3DKNEE™ - e+, los insertos tibiales de rodilla para cirugía de revisión Exprt™ - e+, la cúspide EPIK® - e+ y las rótulas e+ se realiza con plasma gas de peróxido de hidrógeno, para lograr un nivel de garantía de esterilidad (SAL, Sterility Assurance Level) de 10<sup>-6</sup>. Estos insertos son dispositivos de un solo uso y NO PUEDEN reesterilizarse en centros sanitarios. Se utilizan unidades de prueba y otros instrumentos para determinar las dimensiones de los dispositivos antes de tener que abrir el envase estéril. No puede implantarse el dispositivo si el envase estéril original se abre o se viese comprometido accidentalmente antes de la implantación. Póngase en contacto con el fabricante o su representante para solicitar instrucciones. No reesterilice implantes ni componentes que hayan estado en contacto con sangre u otras sustancias, o que hayan sido contaminadas por ellas.

Los instrumentos se suministran sin esterilizar y deben almacenarse en su envase original hasta que vayan a limpiarse y esterilizarse de acuerdo con las pautas recomendadas en las instrucciones de uso del instrumental DJO Surgical.

**ADVERTENCIA: NO reesterilice ninguna prótesis de rodilla distribuida por DJO Surgical (Encore Medical, L.P.) si al recibirlo el envase estéril está abierto o dañado. Devuelva el implante con el envase respectivo a DJO Surgical para su inspección y eliminación.**

**ADVERTENCIA: Proteja todas las superficies con revestimiento poroso y pulidas. Los procedimientos de limpieza habituales no pueden garantizar la descontaminación del revestimiento poroso.**

**ADVERTENCIA: NO reesterilice el UHMWPE (polietileno de peso molecular ultraelevado).**

DJO Surgical cuenta con datos archivados del ciclo de esterilización validados.

**NOTA:** DJO Surgical no recomienda la esterilización instantánea («Flash») ni la química.

Para obtener más información sobre el uso de los sistemas de rodilla DJO Surgical, póngase en contacto con su representante o distribuidor de DJO Surgical.

Los sistemas de rodilla DJO Surgical están fabricados por ENCORE MEDICAL, L.P.  
9800 Metric Blvd., Austin, TX 78758 EE.UU. (Fabricado en EE.UU.)

#### **10. Marcas comerciales y patentes**

FOUNDATION®, 3DKNEE™, MJS™, EPIK® y RAM® son marcas comerciales de DJO Surgical.

Patentes estadounidenses: 5,413,604

## 1. Manipolazione del prodotto

Gli impianti sono forniti sterili e devono essere sempre conservati in confezione chiusa nei rispettivi contenitori di protezione. Prima dell'uso, esaminare la confezione per escludere la presenza di danni in grado di compromettere la sterilità. Se la confezione è stata ricevuta aperta o danneggiata, rivolgersi al rappresentante del fabbricante. Inoltre, esaminare le etichette per verificare che non sia stata superata la data di scadenza. Se il prodotto è scaduto, contattare il servizio di assistenza clienti e non utilizzare l'impianto. Prima di aprire la confezione dell'impianto, verificare che il numero di riferimento e la misura indicati sull'etichetta corrispondano a quelli previsti per la procedura. Per estrarre l'impianto dalla confezione, adottare le opportune tecniche asettiche. Proteggere la protesi dal contatto con oggetti in grado di danneggiarne la finitura superficiale. Prima dell'uso, esaminare ciascun impianto per escludere la presenza di eventuali danni visibili. Il presente impianto fa parte di un sistema e, se non altrimenti specificato, deve essere usato esclusivamente in combinazione con altri prodotti originali DJO Surgical appartenenti al medesimo sistema protesico per ginocchio.

## 2. Descrizione del prodotto e materiali dell'impianto

Componente	Metodo di fissaggio	Materiale	Norma ASTM applicabile	Norma ISO applicabile
Femore FOUNDATION® -primario, postero-stabilizzato, revisione	Cementato	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Femore FOUNDATION -primario, postero-stabilizzato	Cementato	CoCrMo TiNbN	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia FOUNDATION® -con stelo, revisione modulare, Resurfacing	Cementato	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
		Lega Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Tibia con rivestimento poroso FOUNDATION®	Cementato	Lega Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		Rivestimento poroso CP Ti	ASTM F67	ISO 5832-2
Tibia interamente in polietilene (All Poly) FOUNDATION®	Cementato	Polietilene ad altissimo peso molecolare per uso medico (UHMWPE)	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Inserti tibiali FOUNDATION® -primari, ultra-congruenti, postero-stabilizzati, a pivot laterale, vincolati	Cementato	Polietilene ad altissimo peso molecolare per uso medico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Prolunghe per steli FOUNDATION®	Cementato	Lega Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Tibia sottodimensionata FK3DKNEE™	Cementato	Lega Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Femore 3DKNEE™	Cementato	CoCrMo TiNbN	ASTM F75	ISO 5832-4
Femore con rivestimento poroso 3DKNEE™	Cementato	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
		Rivestimento poroso CP Ti	ASTM F67	ISO 5832-2
Tibia 3DKNEE™	Cementato	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia con rivestimento poroso 3DKNEE™	Non cementato	Lega Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		Rivestimento poroso CP Ti	ASTM F67	ISO 5832-2
Inserto standard 3DKNEE™	Cementato	Polietilene ad altissimo peso molecolare per uso medico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Inserto - e+ 3DKNEE™ Innesto a Inlay - e+ sistema unicondilare EPIK® Innesto a Onlay - e+ sistema unicondilare EPIK®	Cementato	UHMWPE altamente reticolato, con vitamina E	ASTM F2695 ASTM F2565	
Femore per revisione protesica del ginocchio Exprt™	Cementato	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia per revisione protesica del ginocchio Exprt™	Cementato	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Inserto standard per revisione protesica del ginocchio Exprt™	Cementato	Polietilene ad altissimo peso molecolare per uso medico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Inserto e+ per revisione protesica del ginocchio Exprt™	Cementato	UHMWPE altamente reticolato, con vitamina E	ASTM F2695 ASTM F2565	
Prolunga per stelo per revisione protesica del	Cementato	CoCrMo	ASTM 1537	

Componente	Metodo di fissaggio	Materiale	Norma ASTM applicabile	Norma ISO applicabile
ginocchio Exprt™				
Spessore tibiale per revisione protesica Exprt™	Cementato	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Femore unicondilare EPIK®	Cementato	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia unicondilare EPIK®	Cementato	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Inserto tibiale unicondilare EPIK®	Cementato	Polietilene ad altissimo peso molecolare per uso medico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Femore MJS™	Cementato	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia MJS™	Cementato	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Vite di bloccaggio tibiale MJS™	Cementato	CoCrMo	ASTM F799	ISO 5832-4
Inserto tibiale MJS™	Cementato	Polietilene ad altissimo peso molecolare per uso medico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Femore per ginocchio mobile® RAM®	Cementato	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tibia per ginocchio mobile® RAM®	Cementato	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Inserto per ginocchio mobile® RAM®	Cementato	Polietilene ad altissimo peso molecolare per uso medico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Rotula – Interamente in polietilene A cupola e A sombrero	Cementato	Polietilene ad altissimo peso molecolare per uso medico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Rotula – Interamente in polietilene e+ A cupola e A sombrero	Cementato	UHMWPE altamente reticolato, con vitamina E	ASTM F2695 ASTM F2565	
Rotula con rinforzo metallico	Cementato	Polietilene ad altissimo peso molecolare per uso medico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
		Lega Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		Rivestimento poroso CP.Ti	ASTM F67	ISO 5832-2
Distanziatori modulari	Cementato	Lega Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Viti di attacco	Non cementato	Lega Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Tappi per placca basale	Non cementato	Polietilene ad altissimo peso molecolare per uso medico	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2

\*Non disponibile negli Stati Uniti d'America

A seconda del sistema protesico per ginocchio DJO Surgical in uso, possono essere disponibili protesi femorali nella configurazione sinistra e destra. I blocchi di prolunga femorale sono disponibili in dimensioni posteriore e distale corrispondenti, mentre gli steli di prolunga femorali e tibiali sono disponibili in svariate lunghezze e diametri. A seconda del sistema protesico per ginocchio DJO Surgical in uso, la placca basale con stelo è disponibile nella configurazione sinistra e destra. I blocchi di prolunga tibiale sono disponibili nelle dimensioni corrispondenti media e laterale delle piastre basali tibiali.

**Nota** – L'intercambiabilità di formato tra il componente femorale stabilizzato posteriore o il componente femorale di revisione e l'inserto tibiale stabilizzato posteriore o vincolato è limitata a una misura in più o in meno.

**Nota** – L'intercambiabilità di formato tra il componente femorale primario FOUNDATION® e gli inserti tibiali a pivot laterale è limitata a una misura in più o in meno.

**Nota** – L'intercambiabilità di formato tra i componenti femorali FOUNDATION® e gli inserti tibiali ultra-congruenti è limitata a una misura in più o in meno.

**Nota** – I femori 3DKNEE™ devono essere usati con gli inserti tibiali 3DKNEE™ e con le piastre basali tibiali e rotule FK/3DKNEE™, FOUNDATION® o 3DKNEE™. Se si usano le piastre basali tibiali FK/3DKNEE™ o FOUNDATION® con femori 3DKNEE™, assicurarsi che le piastre basali siano di una misura più piccola.

**Nota** – I femori e gli inserti 3DKNEE™ nelle misure 3, 5 e 7 devono essere usati con i componenti tibiali 3DKNEE™ di una misura più grande oppure con i componenti FOUNDATION® o FK/3DKNEE™ di una misura più piccola.

**Nota** – Il femore 3DKNEE™ e l'inserto 3DKNEE™ devono essere di misura corrispondente. L'inserto deve essere accoppiato a una placca basale 3DKNEE™ della stessa misura oppure a una placca basale FOUNDATION® o FK/3DKNEE™ di una misura più piccola.

**Nota** – L'inserto tibiale 3DKNEE™ - e+ è compatibile con il femore 3DKNEE™ della stessa misura.

### 3. Indicazioni

La sostituzione dell'articolazione è indicata per i pazienti soggetti a invalidità imputabile a:

- artrite degenerativa, post-traumatica o reumatoide;

- necrosi avascolare del condilo femorale;
- perdita post-traumatica della configurazione dell'articolazione, in particolare in presenza di erosione patellofemorale, disfunzione o pregressa patellectomia;
- valgo moderato, varo o deformità flessorie;
- trattamento di fratture non gestibili utilizzando altre tecniche.

Il presente dispositivo può anche essere indicato nella correzione di interventi chirurgici precedenti falliti. Tutti i dispositivi sono previsti per applicazioni cementate, ad accezione del femore con rivestimento poroso 3DKNEE™, il quale è indicato per applicazioni non cementate.

Sebbene le protesi del ginocchio non siano previste per sostenere gli stessi livelli di attività e carichi sopportati da un'articolazione sana normale, esse consentono di ripristinare la mobilità di molti pazienti e di alleviarne la sofferenza.

#### **Indicazioni per il ginocchio del sistema unicondilare EPIK®**

Previsto per la sostituzione parziale delle superfici articolari del ginocchio quando è interessato un solo lato dell'articolazione a causa di sindrome compartimentale degenerativa primaria o post-traumatica, fratture pregresse del condilo o del plateau tibiale, deformità o revisione di un'artroplastica precedente. Il dispositivo è un impianto monouso previsto per l'uso con cemento osseo.

#### **4. Uso previsto**

I dispositivi per ginocchio DJO Surgical sono previsti per il trattamento dei pazienti candidati all'artroplastica del ginocchio in base alle indicazioni per l'uso. Sebbene le sostituzioni totali del ginocchio non siano previste per sostenere gli stessi livelli di attività e carichi sopportati da un osso sano normale, esse consentono di ripristinare la mobilità e di alleviare il dolore in molti pazienti.

#### **5. Controindicazioni**

La sostituzione dell'articolazione è controindicata in presenza di:

- infezione (o presenza di infezione in anamnesi) acuta o cronica, locale o sistematica;
- scarsa qualità ossea in grado di pregiudicare la stabilità dell'impianto;
- defezioni muscolari, neurologiche o vascolari con compromissione dell'arto interessato;
- obesità;
- alcolismo o altro tipo di dipendenza;
- ipersensibilità ai materiali;
- compromissione delle strutture legamentose;
- elevati livelli di attività fisica (come sport agonistici, lavori fisici pesanti).

#### **6. Precauzioni e avvertenze**

Un impianto non deve mai essere riutilizzato. Anche se l'impianto, apparentemente, sembra non aver subito danni, sollecitazioni precedenti possono avere creato imperfezioni in grado di provocare cedimenti meccanici. Si consiglia di utilizzare protesi nuove sviluppate con criteri progettuali moderni.

La familiarità con la tecnica chirurgica richiesta per questo impianto e il suo continuo affinamento sono essenziali ai fini dell'ottenimento dei migliori risultati. La scelta corretta e l'esatto posizionamento e fissaggio dell'impianto protesico sono fattori di estrema importanza. Usare esclusivamente strumenti e protesi di prova specifiche per il sistema protesico per ginocchio DJO Surgical.

Occorre proteggere con la massima cura le superfici di contatto (cioè le rastremature) e le superfici articolanti a specchio contro graffi e scalpitature che potrebbero dare origine al cedimento della protesi. La modifica dei contorni o la flessione dell'impianto può ridurne la vita utile causandone il cedimento immediato o eventuale in condizioni di carico. Per non compromettere le prestazioni dell'impianto, esso non deve essere modificato né alterato.

I sistemi DJO Surgical (per anca, ginocchio e spalla) non sono stati valutati per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità in ambienti di risonanza magnetica. I sistemi (per anca, ginocchio e spalla) non sono stati valutati per quanto riguarda il riscaldamento o la migrazione in ambienti di risonanza magnetica.

ATTENZIONE – Le leggi federali degli Stati Uniti d'America vietano la vendita del presente dispositivo a personale non autorizzato e/o senza prescrizione.

#### **7. Pianificazione preoperatoria e cure postoperatorie**

La pianificazione preoperatoria fornisce informazioni essenziali sulla protesi più indicata e sulle possibili combinazioni di componenti. Utilizzare componenti di prova (ove disponibili) per la verifica dell'idoneità e avere sempre a disposizione componenti di impianto supplementari di riserva. Su richiesta, sono disponibili modelli radiografici per tutte le misure dei sistemi protesici per ginocchio DJO Surgical.

Per le cure postoperatorie, adottare le pratiche chirurgiche comunemente accettate. Il paziente deve essere informato dei limiti della ricostruzione totale dell'articolazione. L'esperienza dimostra che un'attività fisica eccessiva e i traumi a carico dell'articolazione sostituita pregiudicano prematuramente il funzionamento degli impianti protesici determinandone l'allentamento, la rottura e/o l'usura. Il paziente deve essere invitato a moderare le proprie attività tenendo presente la relazione diretta tra il rischio di deterioramento dell'impianto e l'aumento del peso corporeo e del livello di attività.

#### **8. Effetti indesiderati**

Alcuni degli effetti indesiderati che possono verificarsi in relazione a un'artroplastica totale del ginocchio sono:

- frattura della tibia o del femore;
- paralisi peroneale temporanea dovuta alla manipolazione chirurgica;
- lussazione o dislocazione della rotula;
- interferenza (impingement) patellofemorale;
- instabilità, cambiamenti di posizione o allentamento dei componenti;
- lasità dei legamenti;
- dissociazione dei componenti;
- infezione;
- limitazione dell'ampiezza dei movimenti;
- accorciamento degli arti;
- reazioni di sensibilità al metallo.

#### **9. Sterilizzazione**

A meno che la confezione non sia aperta o danneggiata, gli impianti DJO Surgical sono sterili e confezionati in buste multiple o in vassoi blister. Al ricevimento, controllare tutte le confezioni per escludere la presenza di perforazioni o di altri danni. Se la confezione è aperta o danneggiata, chiedere ragguagli al fabbricante o al suo rappresentante.

La sterilizzazione degli impianti — eccetto gli inserti tibiali 3DKNEE™ - e+, inserti tibiali e+ per revisione protesica del ginocchio Exprt™, EPIK® Onlay - e+, EPIK® Inlay - e+ e le rotule e+ — viene eseguita mediante raggi gamma, alla dose minima di 25 kGy, per ottenere un livello di sicurezza della sterilità (SAL, Sterility Assurance Level) pari a 10⁻⁶. Gli impianti sono dispositivi monouso. Prima di aprire la confezione sterile è possibile utilizzare componenti di prova e altri strumenti per determinare le corrette dimensioni. Se la confezione originale sterile dovesse essere accidentalmente aperta o danneggiata prima dell'impianto, non sarà possibile impiantare il dispositivo. Rivolgersi al rappresentante del fabbricante per ottenere istruzioni. Non risterilizzare un impianto o un componente che sia venuto a contatto o che sia stato contaminato con sangue o altre sostanze. Non tentare di pulire un impianto poiché non è possibile affidarsi a procedure standard per eliminare i contaminanti dal rivestimento poroso; evitare di immagazzinare impianti o componenti in confezioni aperte.

La sterilizzazione degli inserti tibiali 3DKNEE™ - e+, inserti tibiali e+ per revisione protesica del ginocchio Exprt™, EPIK® Onlay - e+, EPIK® Inlay - e+ e delle rotule e+ viene eseguita mediante gas plasma di perossido di idrogeno, per ottenere un livello di sicurezza della sterilità (SAL, Sterility Assurance Level) pari a 10⁻⁶. Questi inserti sono dispositivi monouso e NON possono essere risterilizzati nell'ambito di una struttura sanitaria. Prima di aprire la confezione sterile è possibile utilizzare componenti di prova e altri strumenti per determinare le corrette dimensioni. Se la confezione originale sterile dovesse essere accidentalmente aperta o danneggiata prima dell'impianto, non sarà possibile impiantare il dispositivo. Rivolgersi al rappresentante del fabbricante per ottenere istruzioni. Non risterilizzare un impianto o un componente che sia venuto a contatto o che sia stato contaminato con sangue o altre sostanze.

Alla consegna, gli strumenti non sono sterili e devono essere conservati nella confezione originale fino al momento della pulizia e della sterilizzazione, da svolgersi in base alle linee guida reperibili nelle istruzioni per l'uso degli strumenti DJO Surgical.

**AVVERTENZA – NON risterilizzare le protesi per ginocchio distribuite da DJO Surgical (Encore Medical, L.P.) qualora la confezione sterile sia stata ricevuta aperta o danneggiata. Restituire l'impianto con la rispettiva confezione a DJO Surgical per l'esame e lo smaltimento.**

**AVVERTENZA – Proteggere tutte le superfici con rivestimento poroso e a specchio. Non è possibile affidarsi a procedure di pulizia standard per eliminare i contaminanti dal rivestimento poroso.**

**AVVERTENZA – NON risterilizzare gli impianti in UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare).**

DJO Surgical ha in archivio i dati di convalida del ciclo di sterilizzazione.

**NOTA –** DJO Surgical consiglia la sterilizzazione flash o chimica.

Per ulteriori informazioni sull'uso dei sistemi protesici per ginocchio DJO Surgical, contattare il rappresentante o distributore DJO Surgical della propria zona.

I sistemi protesici per ginocchio DJO Surgical sono fabbricati da ENCORE MEDICAL, L.P.

9800 Metric Blvd., Austin, TX 78758 USA (Prodotto negli USA)

#### **10. Marchi di fabbrica e brevetti**

FOUNDATION®, 3DKNEE™, MJS™, EPIK® e RAM® sono marchi di fabbrica di DJO Surgical.

Brevetti statunitensi: 5,413,604

### 1. Χειρισμός προϊόντος

Τα εμφύτευματα παρέχονται στείρα και θα πρέπει να φυλάσσονται πάντοτε κλειστά στα αντίστοιχα προστατευτικά κουτιά τους. Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε τη συσκευασία για τυχόν ζημιές οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη στειρότητά της. Αν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά κατά την παραλαβή, επικοινωνήστε με τον αντηρώστα του κατασκευαστή. Επίσης επιθεωρήστε την επισήμανση για να επιβεβαιώσετε ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης. Εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τμήμα εξηγητέρης πελατών και μη χρησιμοποιήστε το εμφύτευμα. Κατά τη διάρκεια της επισήμανσης, βεβαιωθείτε ότι η επικέτα αναφέρει το σωστό κυδικό προϊόντος και το σωστό μέγεθος. Κατά την αφαίρεση του εμφυτεύματος από τη συσκευασία, πρέπει να τηρείτε τις σχετικές οδηγίες αντιστημάτων. Προστατέψτε την πρόθεση από την επαφή με αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα της επιφάνειάς της. Επιθεωρήστε κάθε εμφύτευμα πριν από τη χρήση για τυχόν εμφανή ζημιά. Αυτό το εμφύτευμα αποτελεί μέρος ενός συστήματος και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλα αυθεντικά προϊόντα της DJO Surgical που ανήκουν στο ίδιο σύστημα γονάτου, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικώς.

### 2. Περιγραφή προϊόντος και υλικά του εμφυτεύματος

Εξάρτημα	Μέθοδος καθήλωσης	Υλικό	Ισχύον πρότυπο ASTM	Ισχύον πρότυπο ISO
Μηριαίο FOUNDATION® -Κύριο, οπίσθιας σταθεροποίησης, αναθεώρησης	Με τοιμέντο	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Μηριαίο FOUNDATION® -Κύριο, οπίσθιας σταθεροποίησης	Με τοιμέντο	CoCrMo TiNbN	ASTM F75	ISO 5832-4
Κνημιαίο FOUNDATION® -Με στειλέο, προσαρμοζόμενο αναθεώρησης, αρθροπλαστικής επιφανείας	Με τοιμέντο	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
		Κράμα Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Κνημιαίο με πορώδη επικάλυψη FOUNDATION®	Με τοιμέντο	Κράμα Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		Πορώδης επικάλυψη CP Ti	ASTM F67	ISO 5832-2
Κνήμη εξ ολοκλήρου από πολυαιθυλένιο FOUNDATION®	Με τοιμέντο	Πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους, ιατρικού τύπου (UHMWPE)	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Κνημιαία ένθετα FOUNDATION® -Κύρια, υπερ-επάλληλα, οπίσθιας σταθεροποίησης, πλάγια περιστροφικά, περιορισμένα	Με τοιμέντο	Πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους, ιατρικού τύπου	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Προεκτάσεις στειλέού FOUNDATION®	Με τοιμέντο	Κράμα Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Κνήμη μείωσης μεγέθους FK/3DKNEE™	Με τοιμέντο	Κράμα Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Μηριαίο 3DKNEE™	Με τοιμέντο	CoCrMo TiNbN	ASTM F75	ISO 5832-4
Μηριαίο με πορώδη επικάλυψη 3DKNEE™	Με τοιμέντο	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
		Πορώδης επικάλυψη CP Ti	ASTM F67	ISO 5832-2
Κνημιαίο 3DKNEE™	Με τοιμέντο	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Κνημιαίο με πορώδη επικάλυψη 3DKNEE™	Χωρίς τοιμέντο	Κράμα Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		Πορώδης επικάλυψη CP Ti	ASTM F67	ISO 5832-2
Τυπικό ένθετο 3DKNEE™	Με τοιμέντο	Πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους, ιατρικού τύπου	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Ένθετο 3DKNEE™ - e+ Ένθετο EPIC® Uni-System - e+ Επίβετα EPIC® Uni-System - e+	Με τοιμέντο	UHMWPE υψηλής διασταυρούμενης σύνδεσης και βιταμίνη E	ASTM F2695 ASTM F2565	
Αναθεωρητικό μηριαίο από γονάτο Exprt™	Με τοιμέντο	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Αναθεωρητική κνήμη γονάτου Exprt™	Με τοιμέντο	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Τυπικό αναθεωρητικό ένθετο γονάτου Exprt™	Με τοιμέντο	Πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους, ιατρικού τύπου	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Αναθεωρητικό ένθετο γονάτου Exprt™ e+	Με τοιμέντο	UHMWPE υψηλής διασταυρούμενης σύνδεσης και βιταμίνη E	ASTM F2695 ASTM F2565	

Εξάρτημα	Μέθοδος καθηλωσης	Υλικό	Ισχύον πρότυπο ASTM	Ισχύον πρότυπο ISO
Αναθεωρητική προέκταση στειλεού γονάτου Exprt™	Με τοιμέντο	CoCrMo	ASTM 1537	
Αναθεωρητική κνημιαία επαύξηση Exprt™	Με τοιμέντο	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Μηριαίο EPIC® Uni	Με τοιμέντο	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Κνημιαίο EPIC® Uni	Με τοιμέντο	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Κνημιαίο ένθετο EPIC® Uni	Με τοιμέντο	Πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους, ιατρικού τύπου	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Μηριαίο MJS™	Με τοιμέντο	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Κνημιαίο MJS™	Με τοιμέντο	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Βίδα ασφάλισης κνημιαίου MJS™	Με τοιμέντο	CoCrMo	ASTM F799	ISO 5832-4
Κνημιαίο ένθετο MJS™	Με τοιμέντο	Πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους, ιατρικού τύπου	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Μηριαίο κινητό φέρον για το γόνατο* RAM®	Με τοιμέντο	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Κνημιαίο για το κινητό φέρον για το γόνατο* RAM®	Με τοιμέντο	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Ένθετο για το κινητό φέρον για το γόνατο* RAM®	Με τοιμέντο	Πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους, ιατρικού τύπου	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Επιγονατίδα – εξ ολοκλήρου από πολυαιθυλένιο, θολωτό και σχήματος σομπρέρο	Με τοιμέντο	Πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους, ιατρικού τύπου	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Επιγονατίδα – εξ ολοκλήρου από πολυαιθυλένιο ε+, θολωτό και σχήματος σομπρέρο	Με τοιμέντο	UHMWPE υψηλής διασταυρούμενης σύνδεσης και βιταμίνη E	ASTM F2695 ASTM F2565	
Επιγονατίδα – με μεταλλικό οπίσθιο τζήμα	Με τοιμέντο	Πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους, ιατρικού τύπου	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
		Κράμα Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		Πορώδης επικαλυψη CP Ti	ASTM F67	ISO 5832-2
Τεμάχια αρθρωτού διαχωριστικού	Με τοιμέντο	Κράμα Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Βίδες προσάρτησης	Χωρίς τοιμέντο	Κράμα Ti6Al4V	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Βύσματα βασικής πλάκας	Χωρίς τοιμέντο	Πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους, ιατρικού τύπου	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2

\*Μη διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Ανάλογα με το συστήματος γονάτου της DJO Surgical, είναι δυνατόν να διατίθενται μηριαίες προθέσεις με αριστερές και δεξιές διαμορφώσεις. Τα τεμάχια κνημιαίας επαύξησης σε αντίστοιχα περιφερειακά και οπίσθια μεγέθη και οι στειλεοί μηριαίας και κνημιαίας επέκτασης υπάρχουν διαθέσιμοι σε δίδυμα μήκη και διάμετρους. Ανάλογα με το συστήματος γονάτου της DJO Surgical, διατίθεται βασική πλάκα με στειλέο με αριστερές και δεξιές διαμορφώσεις. Τα τεμάχια κνημιαίας επαύξησης υπάρχουν διαθέσιμα σε αντίστοιχα εσωτερικά και εξωτερικά με γέθη κνημιαίων βασικών πλάκων.

**Σημείωση:** Η εναλογιζόμενη μεγέθους ανάμεσα στον οπίσθιο-σταθεροποιημένο ή αναθεωρητικό μηριαίο οστό και στο οπίσθιο-σταθεροποιημένο ή περιορισμένο κνημιαίο ένθετο περιορίζεται σε αυξημείωση ενός μεγέθους.

**Σημείωση:** Η εναλογιζόμενη μεγέθους ανάμεσα στα μηριαία εξαρτήματα και στα υπερ-επάλληλα κνημιαία ένθετα FOUNDATION® περιορίζεται σε αυξημείωση ενός μεγέθους.

**Σημείωση:** Η εναλογιζόμενη μεγέθους ανάμεσα στα μηριαία εξαρτήματα και στα υπερ-επάλληλα κνημιαία ένθετα FOUNDATION® περιορίζεται σε αυξημείωση ενός μεγέθους.

**Σημείωση:** Τα μηριαία 3DKNEE™ πρέπει να χρησιμοποιούνται με τα κνημιαία ένθετα 3DKNEE™ και με τις βασικές κνημιαίες πλάκες και τις επιγονατίδες FK/3DKNEE™, FOUNDATION® ή 3DKNEE™. Εάν χρησιμοποιείτε κνημιαίες βασικές πλάκες FK/3DKNEE™ ή FOUNDATION® με μηριαία 3DKNEE™, χρησιμοποιήστε βασικές πλάκες κατά ένα μέγεθος μικρότερης.

**Σημείωση:** Τα μηριαία και τα ένθετα 3DKNEE™ μεγέθους 3, 5 και 7 προορίζονται για χρήση με κνημιαία εξαρτήματα 3DKNEE™ που είναι ένα μέγεθος μεγαλύτερα ή με εξαρτήματα μείωσης μεγέθους FOUNDATION® ή FK/3DKNEE™ που είναι ένα μέγεθος μικρότερα.

**Σημείωση:** Το μηριαίο 3DKNEE™ πρέπει να ταιριάζει με το μέγεθος του ένθετου 3DKNEE™. Το ένθετο κουμπώνει με τη βασική πλάκα 3DKNEE™ ιδίου μεγέθους ή με βασική πλάκα FOUNDATION® ή FK/3DKNEE™ ένα μέγεθος μικρότερη.

**Σημείωση:** Το κνημιαίο ένθετο 3DKNEE™ - e+ είναι συμβατό με το μηριαίο 3DKNEE™ ιδίου μεγέθους.

### 3. Ενδείξεις

Η αντικατάσταση ιαχού συνιστάται σε ασθενείς με αναπτηρία λόγω:

- εκφυλιστικής, μετα-τραυματικής ή ρευματοειδούς αρθρίτιδας,
- ανάγεις νέκρωσης του μηριαίου κονδύνου,
- μετα-τραυματικής απώλειας της διαμορφώσης της άρθρωσης, ειδικότερα όταν υπάρχει επιγονατίδομηριαία διάθρωση, δυσλειτουργία ή παλαιότερη επιγονατίδεκτομη.

- μέτριων παραμορφώσεων ραιβότητας, βλαισότητας ή κάμψης,
  - καταγμάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με χρήση άλλων τεχνικών.
- Η διάταξη αυτή ενδέκινται για τη διάσωση τρηπογύμενων απουχημένων χειρουργικών επεμβάσεων. Όλες οι διατάξεις προορίζονται για εφαρμογές με ταμέντο εκτός από το μηριαίο 3DKNEE™ με πορώδη επικάλυψη που προορίζονται για εφαρμογές με τοιμέντο.

Παρόλο που οι αντικαταστάσεις γονάτου δεν αναμένεται να αντέξουν τα επίπεδα δραστηριότητας και τα φορτία του φυσιολογικού υγιούς οστού, αποτελούν ένα μέσο αποκατάστασης της κινητικότητας και μείωσης του άλγους για πολλούς ασθενείς.

#### **Ενδεξείς για το γόνατο EPIC® Uni:**

Προορίζεται για τμηματική αντικαταστάση των επιφανειών άρθρωσης του γονάτου μόνον όταν επιτρέπεται η μία πλευρά της άρθρωσης λόγω της διαιμερισματικής πρωτοπαθούς εκφυλιστικής νόσου, προηγούμενων καταγμάτων του κνημιαίου κονδύλου ή του κνημιαίου πλατώ, παραμορφώσης ή αναθεώρησης προγενέστερης αρθροπλαστικής. Η διάταξη αποτελεί εμφύτευμα μίας χρήσης που προορίζεται για χρήση με οστικό τοιμέντο.

#### **4. Χρήση για την σπον προορίζονται**

Οι διατάξεις γονάτου DJO Surgical προορίζονται για τη θεραπεία ασθενών οι οποίοι είναι υποψήφιοι για αρθροπλαστική γονάτου σύμφωνα με τις ενδεξίσις χρήσης. Παρόλο που οι οικικές αντικαταστάσεις γονάτου δεν αναμένεται να αντέξουν τα επίπεδα δραστηριότητας και τα φορτία του φυσιολογικού υγιούς οστού, αποτελούν ένα μέσο αποκατάστασης της κινητικότητας και μείωσης του άλγους για πολλούς ασθενείς.

#### **5. Αντενδεξίες**

Η αντικαταστάση της άρθρωσης αντενδέκινται όταν υπάρχει:

- λοιμώξη (ή ιστορικό λοιμώξων), οξεία ή χρόνια, τοπική ή συστηματική,
- ακατάλληλη ποιότητα οστού, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τη σταθερότητα του εμφυτεύματος,
- μυϊκή, νευρολογική ή αγγειακή ανεπάρκεια, η οποία θέτει σε κίνδυνο το προσβληθέν ακρο,
- παχυσαρκία,
- αλκοολισμός και άλλοι εθισμοί,
- ευαισθησία στα υλικά,
- απώλεια συνδεσμικών δομών,
- υψηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας (π.χ. ανταγωνιστικά αθλήματα, έντονη σωματική εργασία).

#### **6. Προεδροποίησης και προφυλάξεις**

Τα εμφύτευμα δεν θα πρέπει να επαναγραμμοποιούνται ποτέ. Παρόλο που το εμφύτευμα ενδέχεται να φαίνεται άθικτο, οι προηγούμενες καταπονήσεις θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει ατέλειες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν μηχανική αστοχία. Συνιστάται η χρήση νέων προθέσεων πρόσφατου σχεδιασμού.

Για καλύτερα αποτελέσματα είναι επιβεβλημένη η εξικείωση και η προσήλωση στη χειρουργική τεχνική που συνιστάται για αυτή τη συσκευή. Είναι εξαιρετικά σύμαντική η σωστή επιλογή, καθώς επίσης και η σωστή εφαρμογή/τοποθέτηση του προθετικού εμφυτεύματος. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον εργαλεία και δοκιμαστικές προθέσεις του συστήματος γονάτου DJO Surgical.

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή για την προστασία των εφαπτόμενων επιφανειών (δηλαδή των κύνων) και των στιλβωμένων φερουσών επιφανειών από χαραγές και γρατζουνίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο υπεύθυνο για αστοχία. Η διαιμόρφωση του περιγράμματος ή η κάμψη ενός εμφυτεύματος ενδέχεται να μειώσει την αφελμή διάρκεια ζήμιας του και να προκαλέσει άμεση ή τελική αστοχία κατά τη φρόστη. Το εμφύτευμα δεν πρέπει να έχει παραποτήσει, καθώς η παραποτήση του θα επηρεάσει δυνατενώς την απόδοσή του.

Τα συστήματα της DJO Surgical (ιαγιού, γονάτου και ώμου) δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την ασφάλεια και τη συμβατότητα τους σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας. Τα συστήματα (ιαγιού, γονάτου και ώμου) δεν έχουν ελεγχθεί για θέρμανση ή μετατόπιση σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (των Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση της διάταξης αυτής σε ιατρούς ή κατόπιν εντολής ιατρού.

#### **7. Προεγχειρητικός σχεδιασμός και μετεγχειρητική φροντίδα**

Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη πρόθεση και τον πιθανό συνδυασμό των εξαρτημάτων. Χρησιμοποιήστε δοκιμαστικά εξαρτήματα για την επιβεβαίωση της εφαρμογής (όπου είναι εφαρμόσιμο) και επιπρόσθετα εξαρτήματα του εμφυτεύματος ως εφόδια. Διατίθενται, κατόπιν απόστρωσης, πρότυπα ακτινογραφιών για όλα τα μεγέθη του συστήματος γονάτου DJO Surgical.

Κατά τη μετεγχειρητική φροντίδα πρέπει να αποκουλουθούνται οι αποδεκτές ιατρικές πρακτικές. Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τους περιορισμούς της οικικής ανακατασκευής της άρθρωσης. Η υπερβολική σωματική δραστηριότητα και τυχών τραυματισμός που επηρεάζουν την άρθρωση που έχει ενοχοποιηθεί για πρώτη αποτυχία λόγω χαλάρωσης, θράυση ή/και φθορά των προθετικών εμφυτευμάτων. Θα πρέπει να επιστήσετε την προσοχή του ασθενούς ώστε να ρυθμίσει κατάλληλα τις δραστηριότητές του, καθώς ο κίνδυνος αστοχίας του εμφυτεύματος αυξάνεται με την αύξηση του σωματικού βάρους και των επιπλέον δραστηριότητας του ασθενούς.

#### **8. Ανεπιθύμητες ενέργειες**

Μερικές από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που πιθανόν να σημειωθούν εξαιτίας της οικικής αρθροπλαστικής γονάτου είναι:

- κάπαγμα της κνήμης ή του μηριαίου οστού,
- μεταβατική περονική παράλυση δευτερογενής των χειρουργικών χειρισμών,
- επιγοναπτιδικό υπεξάρθρωμα ή εξάρθρημα,
- επιγοναπτιδυμητρία πρόσκρουση,
- αστάθεια, μεταβολές στη θέση ή χαλάρωση των εξαρτημάτων,
- χαλαρότητα συνδέσμων,
- διάσπαση των εξαρτημάτων,
- λοιμώξη,
- περιορισμένο έύρος κίνησης,
- βράχυνση των άκρων,
- ανιδράσεις ευαισθησίας στα μέταλλα.

#### **9. Αποστέρωση**

Εκτός εάν έχουν ανοιχτεί ή έχουν υποστεί ζημιά, τα εμφυτεύματα DJO Surgical παρέχονται στέρια σε πολλαπλές θήκες ή δίσκους με φραγμό blister. Κατά την παραλαβή, ελέγχετε όλες τις συσκευασίες για τυχόν οπές ή άλλη ζημιά. Εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή ζημιά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Η αποστέρωση εμφυτευμάτων εκτός των κνημιών ενδέκινων 3DKNEE™ - e+, ενθέματος EPIC® - e+, ενθέματος EPIC® - e+ και επιγοναπτιδικών εμφυτευμάτων είναι διατάξις μίας χρήσης. Χρησιμοποιούνται δοκιμαστικά και άλλα εργαλεία για τον προσδιορισμό του μεγέθους προτού ανοιχτεί την άρθρωση που έχει ενοχοποιηθεί για πρώτη αποτυχία λόγω χαλάρωσης, θράυση ή/και φθορά των προθετικών εμφυτευμάτων. Θα πρέπει να αποφύγετε τη γύλαρχη εμφυτεύματος ή εξάρτηματος που έχει ανοιχτεί.

Η αποστέρωση κνημιών ενδέκινων 3DKNEE™ - e+, αναθεωρητικών κνημιών ενδέκινων γονάτου Exprt™ e+, ενθέματος EPIC® - e+, ενθέματος EPIC® - e+ και επιγοναπτιδικών εμφυτευμάτων είναι διατάξις μίας χρήσης. Χρησιμοποιούνται δοκιμαστικά και άλλα εργαλεία για τον προσδιορισμό του μεγέθους προτού ανοιχτεί τη στέρη συσκευασία. Σε περίπτωση που ανοιχτεί κατά λάθος ή διακυβεύεται η αρχική στέρη συσκευασία την πρώτη επιφάνεια, η διάταξη δεν μπορεί να εμφυτευθεί. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για οδηγίες. Μην επαναποτελεύτετε ένα εμφύτευμα ή εξάρτημα που έχει ήδη μολυνθεί με αίμα ή άλλες ουσίες.

Τα εργαλεία παρέχονται μη στέρια και βαρετά και θα πρέπει να φυλάσσονται στην αρχική τους συσκευασία μέχρι στις καθαριστικές διαδικασίες οδηγήσεων που βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης των εργαλείων DJO Surgical.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: MHN επαναποτελεύτετε οποιαδήποτε πρόθεση γονάτου που διανέμεται από την DJO Surgical (Encore Medical, L.P.) εάν η στέρη συσκευασία έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά. Επιστρέψτε το εμφύτευμα με την αντίστοιχη συσκευασία στη DJO Surgical για επιθεώρηση και απόρριψη.**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προφυλάξτε όλες τις επιφάνειες που φέρουν πορώδη επικάλυψη και τις στιλβωμένες επιφάνειες. Δεν μπορείτε να βασιστείτε στις τυπικές διαδικασίες καθαρισμού για την αφαίρεση ακαθαρσιών από την πορώδη επικάλυψη.**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: MHN επαναποτελεύτετε UHMWPE (πολυαιθυλένιο υπερωψηλού μοριακού βάρους).**

Η DJO Surgical διαθέτει επικαρυωμένα στοιχεία σχετικά με τον κύκλο αποστέρωσης σε αρχείο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η DJO Surgical δεν συνιστά την υπέρταχεία (flash) ή χημική αποστέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των συστημάτων γονάτου DJO Surgical, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή διανομέα της DJO Surgical.

Τα συστήματα γονάτου DJO Surgical κατασκευάζονται από την ENCORE MEDICAL, L.P.

9800 Metric Blvd., Austin, TX 78758 H.P.A. (Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α.)

#### **10. Εμπορικά σήματα και ευρεστικές**

Τα FOUNDATION®, 3DKNEE™, MJS™, EPIC®, RAM® είναι εμπορικά σήματα της DJO Surgical.

Αριθμοί διπλωμάτων ευρεστηγίας Η.Π.Α.: 5.413.604

## 1. Ürün Kullanımı

İmplantlar steril olarak sağlanmaktadır, daima ilgili koruyucu kapılarda açılmadan saklanmaları gerekmektedir. Kullanmadan önce ambalajın sterilitesini tehlikeye atabilecek bir hasar olup olmadığını gözden geçirin. Alındığında ambalaj açılmış veya hasarlıysa üreticinin temsilcisiyle irtibat kurun. Ayrıca son kullanma tarihinin geçmemiş olduğunu doğrulamak için etiketleri inceleyin. Ürünün son kullanma tarihi geçtiğinde Müşteri Hizmetleriyle irtibat kurun ve implantı kullanmayın. İmplantın paketini açarken, referans numarası ve bütünlüğünün doğru olduğundan emin olmak için etiketlerini kontrol edin. İmplanti paketinden çıkarırken, ilgili aseptik talimatlara uygun. Protezi, yüzey kaplamasına zarar verebilecek nesnelerle temastan koruyun. Kullanmadan önce implantı gözle görülebilecek hasar açısından inceleyin. Bu implant bir sistemin parçasıdır ve aksi belirtimdeki, sadece aynı diz sistemine ait olan diğer orijinal DJO Surgical ürünüyle birlikte kullanılması gereklidir.

## 2. Ürün Tanımı ve Implant Materyalleri

Bileşen	Fiksasyon Yöntemi	Materyal	Uygulanabilir ASTM Standardı	Uygulanabilir ISO Standardı
FOUNDATION® Femur -Primer, Posterior Stabilize, Revizyon	Dolgulu	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
FOUNDATION Femur -Primer, Posterior Stabilize	Dolgulu	CoCrMo TiNbN	ASTM F75	ISO 5832-4
FOUNDATION® Tibia -Stemli, Modüler Revizyon, Yüzey Oluşturma	Dolgulu	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
		Ti6Al4V合金	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
FOUNDATION® Poröz Kaplamalı Tibia	Dolgulu	Ti6Al4V合金	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CP Ti Poröz Kaplama	ASTM F67	ISO 5832-2
FOUNDATION® Tam Poli Tibia	Dolgulu	Tıbbi sınıf, Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen (UHMWPE)	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
FOUNDATION® Tibial Insertler -Primer, Ultra Uyumlulu, Posterior Stabilize, Lateral Pivot, Sınırlandırılmış	Dolgulu	Tıbbi sınıf, Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
FOUNDATION® Stem Uzatmaları	Dolgulu	Ti6Al4V合金	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
FK3DKNEE™ Büyüklük Azaltıcı Tibia	Dolgulu	Ti6Al4V合金	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
3DKNEE™ Femur	Dolgulu	CoCrMo TiNbN	ASTM F75	ISO 5832-4
3DKNEE™ Poröz Kaplamalı Femur	Dolgulu	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
		CP Ti Poröz Kaplama	ASTM F67	ISO 5832-2
3DKNEE™ Tibia	Dolgulu	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
3DKNEE™ Poröz Kaplamalı Tibia	Dolmuşuz	Ti6Al4V合金	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CP Ti Poröz Kaplama	ASTM F67	ISO 5832-2
3DKNEE™ Standart Insert	Dolgulu	Tıbbi sınıf, Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
3DKNEE™ Insert - e+ EPIK® Uni-Sistem Inlay - e+ EPIK® Uni-Sistem Onlay - e+	Dolgulu	Yüksek Ölçüde Çapraz Bağlılı Vitamin E UHMWPE	ASTM F2695 ASTM F2565	
Exprt™ Revizyon Diz Femur	Dolgulu	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Exprt™ Revizyon Diz Tibia	Dolgulu	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Exprt™ Revizyon Diz İnserti Standart	Dolgulu	Tıbbi sınıf, Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Exprt™ Revizyon Diz İnserti e+	Dolgulu	Yüksek Ölçüde Çapraz Bağlılı Vitamin E UHMWPE	ASTM F2695 ASTM F2565	
Exprt™ Revizyon Diz Stem Uzatması	Dolgulu	CoCrMo	ASTM 1537	
Exprt™ Revizyon Tibial Büyütme	Dolgulu	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
EPIK® Uni Femur	Dolgulu	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
EPIK® Uni Tibia	Dolgulu	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4

Bileşen	Fiksasyon Yöntemi	Materyal	Uygulanabilir ASTM Standardı	Uygulanabilir ISO Standardı
EPIK® Uni Tibial Insert	Dolgulu	Tıbbi sınıf, Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
MJS™ Femur	Dolgulu	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
MJS™ Tibia	Dolgulu	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
MJS™ Tibial Kilitleme Vidası	Dolgulu	CoCrMo	ASTM F799	ISO 5832-4
MJS™ Tibial Insert	Dolgulu	Tıbbi sınıf, Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
RAM® Hareketli Yük Taşıyan Diz* Femur	Dolgulu	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
RAM® Hareketli Yük Taşıyan Diz* Tibia	Dolgulu	CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
RAM® Hareketli Yük Taşıyan Diz* Insert	Dolgulu	Tıbbi sınıf, Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Patella – Tam Poli Kubbeli ve Sombrero Şekilli	Dolgulu	Tıbbi sınıf, Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
Patella – Tam Poli e+ Kubbeli ve Sombrero Şekilli	Dolgulu	Yüksek Ölçüde Çapraz Bağlılı Vitamin E UHMWPE	ASTM F2695 ASTM F2565	
Patella – Metal Destekli	Dolgulu	Tıbbi sınıf, Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2
		Ti6Al4V alaşım	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CP Ti Poröz Kaplama	ASTM F67	ISO 5832-2
Modüler Aralayıcı Blokları	Dolgulu	Ti6Al4V alaşım	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
		CoCrMo	ASTM F75	ISO 5832-4
Tutturma Vidaları	Dolgsuz	Ti6Al4V alaşım	ASTM F136 / ASTM F1472	ISO 5832-3
Plato Tıkaçları	Dolgsuz	Tıbbi sınıf, Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen	ASTM F648	ISO 5834-1 & 2

\*Amerika Birleşik Devletlerinde Mevcut Değidir

DJO Surgical Diz Sisteme bağlı olarak femoral protezler sol ve sağ konfigürasyonlarda sağlanabilir. Femoral ekleni blokları ilgili distal ve posterior büyülüklere, femoral uzatma stemleri ve tibial uzatma stemleri ise çeşitli uzunluk ve çaplarında mevcuttur. DJO Surgical Diz Sistemine bağlı olarak stemi plato sol ve sağ konfigürasyonlarda sağlanabilir. Tibial ekleni blokları, tibial platoların ilgili medial ve lateral büyülüklereinde mevcuttur.

**Not:** Posterior-Stabilize veya Revizyon femur ile Posterior-Stabilize veya Kısıtlamalı Tibial insert arasındaki büyülüklük değiştirme olağanı sadece bir büyük ve bir küçük boyla sınırlıdır.

**Not:** FOUNDATION® Primer femur ile Lateral pivot tibial insertleri arasında büyülüklük değiştirme olağanı, sadece bir büyük ve bir küçük boyla sınırlıdır.

**Not:** FOUNDATION® femoral bileşenler ile ultra uyumlu tibial insertler arasında büyülüklük değiştirme olağanı, sadece bir büyük ve bir küçük boyla sınırlıdır.

**Not:** 3DKNEE™ femurlar, 3DKNEE™ tibial insertler ile ve FK/3DKNEE™, FOUNDATION® veya 3DKNEE™ tibial platolar ve patellalar ile birlikte kullanılır. FK/3DKNEE™ veya FOUNDATION® tibial platolar 3DKNEE™ femurlarla kullanılıyorsa bir boy küçük platolar kullanın.

**Not:** 3, 5 ve 7 büyülüğünde 3DKNEE™ femurlar ve insertler bir boy daha büyük 3DKNEE™ Tibial Bileşenleri veya bir boy daha küçük FOUNDATION® veya FK/3DKNEE™ büyülüklük azaltıcı bileşenlerle birlikte kullanılmalıdır.

**Not:** 3DKNEE™ femur ve 3DKNEE™ insert büyülükleri eşleşmeliidir. Insert, aynı büyülükle 3DKNEE™ plato veya bir boy küçük FOUNDATION® veya FK/3DKNEE™ plato ile eşleşir.

**Not:** 3DKNEE™ tibial insert - e+ aynı büyülükle 3DKNEE™ femur ile uyumludur.

### 3. Endikasyonlar

Eklem replasmani, aşağıdaki sorunlar nedeniyle maluliyet bulunan hastalarda endikedir:

- dejeneratif, posttraumatik veya romatoid artrit;
- femoral kondilide avasküler nekroz;
- eklem konfigürasyonunun posttraumatik kaybı, özellikle patellofemoral erozyon, disfonksiyon veya önceden patellektomi varsa;
- orta şiddette valgus, varus veya fleksiyon deformiteleri;
- başka tekniklerde tedavi edilemeyecek kırıklar.

Bu cihaz, başarısız olmuş önceki cerrahi müdahaleleri düzeltme amacıyla da kullanılabilir. Dolgsuz uygulamalar için amaçlanmış 3DKNEE™ Poröz Kaplamalı Femur dışında tüm cihazlar çimentolu uygulamalar için amaçlanmıştır.

Diz replasmanları normal sağlıklı kemiğin üstlendiği yükleri veya aktivite seviyelerini karşılama amacını taşımasa da, birçok hasta için yeniden hareket kazandırmanın ve ağırlı azaltmanın bir yoludur.

### EPIK® Uni Diz İçin Endikasyonlar:

Kompartmental primer dejeneratif veya post travmatik dejeneratif hastalik, önceki tibial kondil veya plato kırıkları, deformite veya önceki artroplasti revizyonu nedeniyle eklemde sadece bir tarafı etkilendiğinde artikülasyon yapan yüzeylerin kısmı replasmani amaçlıdır. Bu cihaz kemik çimentosuyla implantasyonu amaçlanmış tek kullanım bir implanttır.

### 4. Kullanım Amacı

DJO Surgical diz cihazlarının kullanma endikasyonlarına göre diz artroplastisi adayı olan hastalarda kullanılması tasarlanmıştır. Total diz replasmanları normal sağlıklı kemiğin üstlendiği yükleri veya aktivite seviyelerini karşılama amacını taşımasa da, birçok hasta için yeniden hareket kazandırmanın ve ağırlı azaltmanın bir yoludur.

### 5. Kontrendikasyonlar

Eklem replasmani aşağıdaki durumlar varlığında kontrendikedir:

- enfeksiyon (veya enfeksiyon öyküsü), akut veya kronik, lokal veya sistemik;
- implant stabilitesini etkileyebilecek yetersiz kemik kalitesi;
- ilgili ekstremitelerde olumsuz etkileyen müsküler, nörolojik veya vasküler yetersizlikler;

- obezite;
- alkolizm veya diğer bağımlılıklar;
- materyallere hassasiyet;
- ligament yapılarının kaybı;
- yüksek düzeyde fiziksel aktivite (örn. yarış sporları, ağır fiziksel işler).

#### 6. Önlemler ve Uyarılar

Bir implant ası tekrar kullanılmamalıdır. Implant hasarsız gibi görünse de, önceki stresler implantta mekanik başarısızlığa yol açabilecek kusurlar yaratmış olabilir. Mevcut tasarıma sahip yeni protezlerin kullanılması önerilir.

En iyi sonuçların elde edilmesi için, bu cihaz için önerilen cerrahi teknijne aşağıda olunması ve dikkatle uygulanması şarttır. Protez implantın doğru seçimi ve doğru oturtulması yerleştirilmesi son derece önemlidir. Sadece DJO Surgical Diz Sistemi aletleri ve deneme protezleri kullanılmalıdır.

Karşılıkla gelen yüzeyleri (yani konik kısımlar) ve ciliyelik yüzeyleri, başarısızlığın odak noktası olabilecek çentik ve çiziklerden korumak için dikkatli olunmalıdır. Implantta şekil verilmesi veya büükülmesi, hizmet ömrünü kısaltabilir ve yük altında hemen veya daha sonra başarısızlığa yol açabilir. Implant kurulamamadır çünkü bu işlem implantın performansını olumsuz etkiler.

DJO Surgical (Kalça, Diz ve Omuz) sistemleri Manyetik Rezonans ortamında güvenlik ve uyumluluk için değerlendirilmemiştir. (Kalça, Diz, Omuz) sistemleri Manyetik Rezonans ortamında isıtma veya yer değiştirme için test edilmemiştir.

**DİKKAT:** ABD yasalarına göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya emriyle satılabilir.

#### 7. Preoperatif Planlama ve Postoperatif Bakım

Preoperatif planlama, uygun protez ve合适的 bilesen kombinasyonları hakkında temel zorunlu bilgileri sağlar. Büyüklüğün uygunluğunu doğrulamak için aletin deneme bileşenlerini (geçerliyse) ve yedek olarak ekstra implant bileşenlerini kullanın. Tüm DJO Surgical Diz sistemleri büyütükleri için, röntgen şablonları talep üzerine temin edilebilir.

Postoperatif bakım için, kabul edilmiş cerrahi uygulamalar takip edilmelidir. Hasta, total eklem rekonstrüksiyonundaki kısıtlama konusunda bilgilendirilmelidir. Yenilenen eklemi etkileyen aşırı düzeyde fiziksel aktivite ve travmanın, protez implantlarında gevşeme, kırılma ve/veya aşırı yoluyla erken başarısızlıkta rol oynadığı düşünülmektedir. Implantın başarısız olma riski hastanın kilosu ve aktivite düzeyleriyle birlikte artırdıktan hasta, aktivitelerini buna göre ayarlaması için ikaz edilmelidir.

#### 8. Ters Etkiler

Total diz arthroplastisinde meydana gelebilecek ters etkilerden bazıları şunlardır:

- tibia veya femura kırık;
- cerrahi manipülasyona sekonder geçici peroneal palsi;
- patellaların subluxasyon veya dislokasyonu;
- patellofemoral üst üste binme;
- bilesenlerde instabilities, pozisyon değişiklikleri veya gevşeme;
- ligament laksitesi;
- bilesenlerin birbirinden ayrılmaları;
- enfeksiyon;
- zayıf hareket aralığı;
- ekstremitelerde kısalma;
- metale duyarlılık reaksiyonları.

#### 9. Sterilizasyon

Paket açılmış veya hasar görülmüş sürece DJO Surgical implantları steril olarak çoklu poşetlerde veya blister bariyer tepsilerde verilir. Alındığında tüm ambalajı delinme veya başka hasar açısından kontrol edin. Ambalaj açık veya hasarlıysa talimat için üretici veya üreticinin temsilcisilince irtibat kurun.

3DKNEE™ Tibial Insertler - e+, Exprt™ Revizyon Diz e+ Tibial Insertler, EPIK® Onlay - e+, EPIK® Inlay - e+ ve e+ Patellaralar sterilizasyonu 10<sup>6</sup> Sterilité Güvence Düzeyi sağlamak üzere minimum 25 kGy dozda gamma radyasyonuyla yapılır. Implantlar tek kullanımlık cihazlardır. Steril paketin açılmasına gerek kalmadan büyütüğün belirlenmesi için denemeler ve diğer aletler kullanılır. Orijinal sterili ambalajın yanlışlıkla açılması veya implantasyon öncesinde sterilesinin tehlkiye girmesi durumunda cihazimplante edilemez. Talimat için üreticileye veya üreticinin temsilcisilince irtibat kurun. Kan veya diğer maddelere temas etmiş veya bunlara kontamine olmuş bir implant veya bileseni tekrar sterilize etmeyin. Kontaminasyonu poröz kaplamadan çıkarma konusunda standart prosedürlerle güvenilemeyeceğinden, implantı temizlemeye kalkışmayın ve herhangi bir açılmış implant veya bileseni saklamaktan kaçının.

3DKNEE™ Tibial Insertler - e+, Exprt™ Revizyon Diz e+ Tibial Insertler, EPIK® Onlay - e+, EPIK® Inlay - e+ ve e+ Patellaralar sterilizasyonu 10<sup>6</sup> Sterilité Güvence Düzeyi sağlamak üzere hidrojen peroksit gaz plazma ile yapılır. Bu linerler tek kullanımlık cihazlardır ve bir sağlık kurumu tarafından tekrar sterilize EDİLEMEZ. Steril paketin açılmasına gerek kalmadan büyütüğün belirlenmesi için denemeler ve diğer aletler kullanılır. Orijinal sterili ambalajın yanlışlıkla açılması veya implantasyon öncesinde sterilesinin tehlkiye girmesi durumunda cihazimplante edilemez. Talimat için üreticileye veya üreticinin temsilcisilince irtibat kurun. Kan veya diğer maddelere temas etmiş veya bunlara kontamine olmuş bir implant veya bileseni tekrar sterilize etmeyin.

Aletler steril olmayan şekilde sağlanmakta olup, DJO Surgical Enstrümentasyonu Kullanım Talimatında önerilen kılavuz ilkelere göre temizlenip sterilize edilinceye kadar orijinal ambalajlarında saklanmalıdır.

**UYARI:** DJO Surgical (Encore Medical, L.P.) tarafından dağıtılan herhangi bir diz protezini alındığında sterili ambalaj açılmış veya hasarlıysa tekrar sterilize ETMEYİN. İmplanti ilgili ambalajıyla birlikte inceleme ve düzeneleme için DJO Surgical'a geri gönderin.

**UYARI:** Tüm poröz kaplamalı ve ciliyelik yüzeyleri koruyun. Poröz kaplamadan kontaminasyonu gidermek için standart temizlik işlemlerine güvenilemez.

**UYARI:** UHMWPE (ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen) tekrar sterilize ETMEYİN.

DJO Surgical arşivinde onaylı sterilizasyon döngüsü verileri bulunmaktadır.

**NOT:** DJO Surgical, Flaş veya Kimyasal Sterilizasyon önermez.

DJO Surgical Diz Sistemleri kullanımı hakkında ek bilgi için DJO Surgical temsilciniz veya distribütörünüzle irtibat kurun.

DJO Surgical Diz Sistemleri ENCORE MEDICAL, L.P. tarafından üretilir.

9800 Metric Blvd., Austin, TX 78758 ABD (ABD'de yapılmıştır)

#### 10. Ticari markalar ve patentler

FOUNDATION®, 3DKNEE™, MJS™, EPIK®, RAM®, DJO Surgical ticari markalarıdır.

ABD patentleri: 5,413,604

	<p><b>Single use – do not reuse</b>  <b>Zum einmaligen Gebrauch – Nicht zur Wiederverwendung</b>  <b>À usage unique – Ne pas réutiliser</b>  <b>Para un solo uso, no reutilizar</b>  <b>Monouso – Non riutilizzare</b>  <b>Για μία χρήση – μην επαναχρησιμοποιείτε</b>  <b>Tek kullanımlıktır – tekrar kullanmayın</b></p>
	<p><b>Expiration Date</b>  <b>Verwendbar bis</b>  <b>Date de péremption</b>  <b>Fecha de caducidad</b>  <b>Data di scadenza</b>  <b>Ημερομηνία λήξης</b>  <b>Son Kullanma Tarihi</b></p>
	<p><b>Keep Dry</b>  <b>Trocken aufbewahren</b>  <b>Conserver à l'abri de l'humidité</b>  <b>Mantener seco</b>  <b>Tenere all'asciutto</b>  <b>Να διατηρείται στεγνό</b>  <b>Kuru Muhabaza Edin</b></p>
	<p><b>Store in a cool place: Do not store in environments with the potential for extreme heat or direct sunlight</b>  <b>Kühl lagern: Nicht in Umgebungen lagern, in denen starke Hitze oder direkte Sonneninstrahlung möglich ist</b>  <b>Conserver dans un endroit frais : ne pas conserver dans un environnement potentiellement exposé à une chaleur extrême ou à la lumière solaire directe</b></p>

	<p>Almacenar en un lugar fresco: No almacenar en entornos en los que pueda haber calor extremo o exposición directa a la luz solar      Conservare in un luogo fresco. Non conservare in ambienti soggetti a calore estremo o esposti alla luce solare diretta      Να φυλάσσεται σε δροσερό χώρο: Να μη φυλάσσεται σε περιβάλλοντα με ενδεχόμενο παρουσίας υπερβολικής θερμότητας ή άμεσου ηλιακού φωτός      Serin bir yerde saklayın: Aşırı sıcaklık veya doğrudan güneş ışığı potansiyeli bulunan ortamlarda saklamayın</p>
<b>LOT</b>	<p>Lot number/Batch Code      Chargennummer/Chargenbezeichnung      Numéro de lot/Code de lot      Número de lote/Código de lote      Numero di lotto/Codice di partita      Αριθμός/κωδικός παρτίδας      Lot numarası/Parti Kodu</p>
<b>STERILE</b>	<p>Sterile      Steril      Stérile      Estéril      Sterile      Στερίο      Steril</p>
<b>STERILE R</b>	<p>Sterility symbol: R: Sterile Using Irradiation      Sterilitätssymbol: R: strahlensterilisiert      Symbole de stérilité : R : stérilisé par rayonnement      Símbolo de esterilidad: R: Esterilizado mediante irradiación      Simbolo di sterilità: R: sterilizzato mediante irradiazione      Σύμβολο στερότητας: R: Στερίο με χρήση ακτινοβολίας      Sterilite simboli: R: Radasyon ile Sterilize Edilmişdir</p>
<b>STERILE H<sub>2</sub>O</b>	<p>Sterile symbol: H<sub>2</sub>O: Sterilized Using Hydrogen Peroxide Gas Plasma      Sterilitätsymbol: H<sub>2</sub>O: Sterilisiert mit Wasserstoffperoxyd-Gasplasma      Symbole de stérilité : H<sub>2</sub>O : stérilisé par plasma gazeux de peroxyde d'hydrogène      Símbolo de esterilidad: H<sub>2</sub>O: Esterilizado con plasma de gas de peróxido de hidrógeno      Simbolo di sterilità: H<sub>2</sub>O: sterilizzato con plasma di perossido di idrogeno      Σύμβολο αποστείρωσης: H<sub>2</sub>O: Έχει αποστειρωθεί με χρήση αερίου πλάσματος υπεροξεδίου του υδρογόνου      Steril simbol: H<sub>2</sub>O: Hidrojen Peroksit Gaz Plazma ile Sterilize Edilmiştir</p>
	<p>Non-sterile      Nicht steril      Non stérile      No estéril      Non sterile      Μη στερίο      Steril değilidir</p>
	<p>See "Instructions for Use"      Siehe „Gebrauchsleitung“      Consulter le mode d'emploi      Consultar las instrucciones de uso      Vedere le istruzioni per l'uso      Δέστε τις «Οδηγίες χρήσης»      Bkz. "Kullanma Talimatı"</p>
	<p>Manufacturer      Hersteller      Fabricant      Fabricante      Fabbriicante      Κατασκευαστής      Üretici</p>
<b>QTY</b>	<p>Quantity of items in package      Anzahl Artikel pro Packung      Quantité d'articles dans l'emballage      Cantidad de artículos en el envase      Quantità di prodotti nella confezione      Αριθμός τεμαχίων στη συσκευασία      Paket içindeki ürün sayısı</p>
<b>EC REP</b>	<p>Authorized Representative in European Community      Bevollmächtigter in der EU      Mandataire dans la Communauté européenne      Representante autorizado en la Unión Europea      Rappresentante Autorizzato nella Comunità Europea      Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα      Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi</p>
<b>REF</b>	<p>Catalog Number      Bestellnummer      Numéro de catalogue      Número de catálogo      Numero di catalogo      Αριθμός καταλόγου      Katalog Numarası</p>
<b>R</b>	<p>Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.      Laut US-Gesetzgebung darf dieses Produkt nur von einem Arzt oder im Auftrag eines Arztes gekauft werden.      Selon la loi fédérale (Etats-Unis), ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur sa prescription.      Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.      Le leggi federali degli Stati Uniti d'America vietano la vendita del presente dispositivo a personale non autorizzato e/o senza prescrizione.      Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (των Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση της διάτρησης αυτής σε ιατρούς ή κατόπιν εντολής ιατρού.      ABD yasalarına göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya emriyle satılabilir.</p>